

Электронный дозатор Ленпипет НОВУС 0,5-5 мл

Дозаторы



ЛЕНПИПЕТ
Thermo
 SCIENTIFIC

Под заказ

Описание

Электронный дозатор Ленпипет НОВУС 0,5–5 мл

Электронный дозатор Ленпипет НОВУС 0,5–5 мл – высокоточный и эргономичный инструмент для дозирования вязких и малых объёмов жидкостей. Русифицированное меню, моторизованное управление и широкий диапазон дозирования обеспечивают точность и воспроизводимость, уменьшают нагрузку на руку и снижают риск хронических травм при длительной работе.

Новус сохраняет целостность данных благодаря контролю шагов пипетирования между калибровочными интервалами, что особенно важно для исследований по стандартам GLP. Лёгкий вес, регулируемый упор для пальца с поворотом на 120° и удобное расположение кнопки управления повышают комфорт при работе в лаборатории.

Дозатор подходит для использования в лечебно-профилактических учреждениях, научно-исследовательских лабораториях, фармацевтических и университетских центрах, а также для работы с многоканальными планшетами и различными типами наконечников.

Особенности

- Электронный 1-канальный дозатор с русифицированным меню.
- Моторизованное дозирование уменьшает нагрузку на руку и снижает риск травм.
- Широкий диапазон дозирования: 0,5 до 5 мл.
- 10 режимов дозирования и 9 скоростей забора/рассеивания жидкости.
- Подсветка ЖК-дисплея для работы при любой освещённости.
- Регулируемый упор для пальца с поворотом на 120° для удобства работы.
- Лёгкий вес и эргономичный дизайн корпуса.
- Большой литий-ионный аккумулятор обеспечивает около 4 000 дозирования без подзарядки.
- Возможность персонализации: имя пользователя и до 9 самых используемых режимов сохраняются в памяти.
- Совместимость с оригинальными наконечниками Thermo Fisher Scientific для высокой точности.
- Простой уход, автоклавирование нижней части для соблюдения стерильности.

Технические характеристики

| Наименование | Объём, мкл | Точность, мкл | Наконечник, мкл |
|---------------------------------------|-------------|---------------|-------------------|
| Ленпипет НОВУС 0,5–5 мл, арт. 4620072 | 500 – 5 000 | 500 – 5 000 | 5 000 мкл – ±0,30 |
| 500 мкл – ±0,15 | 500 – 5 000 | | |

Преимущества

- Электронный 1-канальный дозатор с русифицированным меню, облегчающим освоение и использование.
- Моторизованное дозирование уменьшает нагрузку на руку и снижает риск хронических травм при повторяющихся движениях.
- Широкий диапазон дозирования: от 0,5 до 5 мл, обеспечивает точность и воспроизводимость.
- 10 режимов дозирования и 9 скоростей забора/рассеивания жидкости для различных лабораторных задач.

- Подсветка ЖК-дисплея повышает читаемость информации при низкой или высокой освещённости.
- Регулируемый упор для пальца с поворотом на 120° для удобства работы и сохранения естественного положения кисти.
- Лёгкий вес и эргономичный дизайн корпуса позволяют работать продолжительное время без усталости.
- Литий-ионный аккумулятор большой ёмкости обеспечивает около 4 000 дозирования без подзарядки.
- Возможность персонализации: имя пользователя и до 9 самых используемых режимов сохраняются в памяти дозатора.
- Совместимость с оригинальными наконечниками Thermo Fisher Scientific для высокой точности дозирования.
- Простота ухода и обслуживания, возможность автоклавирования нижней части для соблюдения стерильности и предотвращения перекрёстного загрязнения.

Характеристики

| Параметр: | Показатель: |
|---------------------|---|
| Бренд | Thermo Fisher Scientific |
| Страна бренда | Россия |
| Ссылка на документы | https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010031803.pdf |

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описание в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.