

### Фармацевтический холодильник Haier HYC-68

Фармацевтические холодильники



- Тип холодильника: для вакцин, фармацевтический
- Форм-фактор холодильника: компактный
- Дверцы: непрозрачные металлические
- Температура в холодильнике, °C: +2...+8
- Общий объём, л: 68
- Объём холодильной камеры, л: 68

Наличие регистрационного удостоверения

Array



Пол заказ

#### Описание

### Фармацевтический холодильник Haier HYC-68

■■■■ Натерите НҮС-68 предназначен для хранения лекарственных препаратов, реагентов, вакцин и биологических препаратов при температуре от +2 до +8 °C. Холодильник подходит для использования в аптеках, санитарно-эпидемиологических службах и центрах контроля качества лекарственных средств. ■■■

МЫМЫ показаний. Контрольная панель позволяет оператору задавать рабочие параметры вручную. Принудительная циркуляция воздуха внутри камеры обеспечивает стабильное поддержание температуры. Система охлаждения использует хладагент R600a, не разрушающий озоновый слой, а питание вентилятора осуществляется от источника постоянного тока, что снижает энергопотребление и уровень шума. МЫМ

МЫМЫНаіег НҮС–68 оснащён световой и звуковой сигнализацией при отклонении температуры или неисправностях, регулируемыми по высоте полками, светодиодной подсветкой внутренней камеры при закрытой двери, дверным замком, а высота ножек регулируется пользователем. МЫМ

#### Особенности

- Микропроцессорное управление;
- Принудительная циркуляция воздуха внутри камеры;
- Цифровой светодиодный дисплей;
- Звуковая и световая сигнализация;
- Система охлаждения с хладагентом R600a;
- Светодиодное освещение внутренней камеры;
- Дверной замок;
- Регулируемые ножки и колёса;
- Полки регулируются по высоте;
- Низкий уровень шума и энергосбережение.

# Технические характеристики

ПараметрЗначение
Исполнениевертикальное, 1 дверь
Климатический классN
Тип охлажденияПринудительное воздушное охлаждени
Режим разморозкиАвтоматический
КонтроллерМикропроцессорный
ДисплейСветодиодный
Полки / ящики2 / 1
USB портопция
Сила тока, А0,65



## Преимущества

- Микропроцессорное управление.
- Принудительная циркуляция воздуха внутри камеры.
- Цифровой дисплей.
  Звуковые и световые сигналы.
- Система охлаждения.
- Светодиодное освещение.
- Дверной замок.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Haier Biomedical
Страна бренда	Китай
Тип холодильника	для вакцин, фармацевтический
Форм-фактор холодильника	компактный
Дверцы	непрозрачные металлические
Температура в холодильнике, °С	+2+8
Общий объём, л	68
Объём холодильной камеры, л	68
Хладагент	НС
Габариты, мм	495 × 580 × 660
Вес, кг	38
Вес в упаковке, кг	40
Габариты в упаковке, мм	540 × 640 × 710
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	84
Страна производства	Китай

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.