

Фармацевтический холодильник Haier HYC-68A

Фармацевтические холодильники



- Тип холодильника: для вакцин, фармацевтический
- Форм-фактор холодильника: компактный
- Дверцы: прозрачные стеклянные
- Температура в холодильнике, °C: +2...+8
- Общий объём, л: 68
- Объём холодильной камеры, л: 68

Наличие регистрационного удостоверения

Array



Пол заказ

Описание

Фармацевтический холодильник Haier HYC-68A

МЫМЫНаіег НҮС-68А предназначен для хранения лекарственных препаратов, реагентов, вакцин и биологических препаратов при температуре от +2 до +8 °С. Холодильник подходит для использования в аптеках, санитарно-эпидемиологических службах и центрах контроля качества лекарственных средств. №ММ

МЫМЫУправление температурой осуществляется микропроцессором с цифровым дисплеем для удобного считывания показаний. Принудительная циркуляция воздуха внутри камеры обеспечивает стабильное поддержание температуры. Система охлаждения использует хладагент R600a, не разрушающий озоновый слой, а питание вентилятора осуществляется от источника постоянного тока, что снижает энергопотребление и уровень шума. МЫМ

Особенности

- Микропроцессорное управление;
- Принудительная циркуляция воздуха внутри камеры;
- Светодиодный дисплей;
- Звуковая и световая сигнализация;
- Система охлаждения с хладагентом R600a;
- Светодиодное освещение внутренней камеры;
- Стеклянная дверь;
- Дверной замок;
- Регулируемые ножки и колёса;
- Полки регулируются по высоте;
- Низкий уровень шума, энергосбережение.

Технические характеристики

| Параметр3начение |
|--|
| Исполнениевертикальное, 1 дверь с прозрачным стеклом |
| Климатический классN |
| Тип охлажденияПринудительное воздушное охлаждение |
| Режим разморозкиАвтоматический |
| КонтроллерМикропроцессорный |
| ДисплейСветодиодный |
| Полки / ящики2 / 1 |
| USB портопция |
| Сила тока, А0,65 |



Преимущества

- Микропроцессорное управление.
- Принудительная циркуляция воздуха внутри камеры.
- Цифровой дисплей.
- Звуковые и световые сигналы.
- Система охлаждения.
- Светодиодное освещение.
- Стеклянная дверь.
- Дверной замок.

Характеристики

| Параметр: | Показатель: |
|--------------------------------|------------------------------|
| Бренд | Haier Biomedical |
| Страна бренда | Китай |
| Тип холодильника | для вакцин, фармацевтический |
| Форм-фактор холодильника | компактный |
| Дверцы | прозрачные стеклянные |
| Температура в холодильнике, °С | +2+8 |
| Общий объём, л | 68 |
| Объём холодильной камеры, л | 68 |
| Хладагент | нс |
| Максимальный шум, дБ | 35 |
| Габариты, мм | 495 × 580 × 660 |
| Вес, кг | 38 |
| Вес в упаковке, кг | 40 |
| Габариты в упаковке, мм | 540 × 640 × 710 |
| Электропитание, В | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 140 |
| Страна производства | Китай |

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.