

Фармацевтический холодильник Haier HYS-68A

Фармацевтические холодильники



- Тип холодильника: для вакцин, фармацевтический
- Форм-фактор холодильника: компактный
- Дверцы: прозрачные стеклянные
- Температура в холодильнике, °С: +2...+8
- Общий объём, л: 68
- Объём холодильной камеры, л: 68

Haier
Biomedical

Под заказ

Описание

Фармацевтический холодильник Haier HYS-68A

☒☒☒☒ Haier HYS-68A предназначен для хранения лекарственных препаратов, реагентов, вакцин и биологических препаратов при температуре от +2 до +8 °С. Холодильник подходит для использования в аптеках, санитарно-эпидемиологических службах и центрах контроля качества лекарственных средств. ☒☒☒

☒☒☒☒ Управление температурой осуществляется микропроцессором с цифровым дисплеем для удобного считывания показаний. Принудительная циркуляция воздуха внутри камеры обеспечивает стабильное поддержание температуры. Система охлаждения использует хладагент R600a, не разрушающий озоновый слой, а питание вентилятора осуществляется от источника постоянного тока, что снижает энергопотребление и уровень шума. ☒☒☒

☒☒☒☒ Haier HYS-68A оснащён световой и звуковой сигнализацией при отклонении температуры или неисправностях, регулируемые по высоте полками, светодиодной подсветкой внутренней камеры при закрытой двери, стеклянной дверью и замком. Высота ножек регулируется пользователем. ☒☒☒

Особенности

- Микропроцессорное управление;
- Принудительная циркуляция воздуха внутри камеры;
- Светодиодный дисплей;
- Звуковая и световая сигнализация;
- Система охлаждения с хладагентом R600a;
- Светодиодное освещение внутренней камеры;
- Стеклянная дверь;
- Дверной замок;
- Регулируемые ножки и колёса;
- Полки регулируются по высоте;
- Низкий уровень шума, энергосбережение.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Исполнение	вертикальное, 1 дверь с прозрачным стеклом
Климатический класс	N
Тип охлаждения	Принудительное воздушное охлаждение
Режим разморозки	Автоматический
Контроллер	Микропроцессорный
Дисплей	Светодиодный
Полки / ящики	2 / 1
USB портопция	
Сила тока	A0,65

Преимущества

- Микропроцессорное управление.
- Принудительная циркуляция воздуха внутри камеры.
- Цифровой дисплей.
- Звуковые и световые сигналы.
- Система охлаждения.
- Светодиодное освещение.
- Стеклопанельная дверь.
- Дверной замок.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Haier Biomedical
Страна бренда	Китай
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010019459.pdf
Тип холодильника	для вакцин, фармацевтический
Форм-фактор холодильника	компактный
Дверцы	прозрачные стеклянные
Температура в холодильнике, °C	+2...+8
Общий объём, л	68
Объём холодильной камеры, л	68
Хладагент	HC
Максимальный шум, дБ	35
Габариты, мм	495 × 580 × 660
Вес, кг	38
Вес в упаковке, кг	40
Габариты в упаковке, мм	540 × 640 × 710
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	140
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.