

Фармацевтический холодильник ПОЗИС ХФ-140-1

Фармацевтические холодильники



Ваша цена

Розница

33 226 руб.

Оптовая цена

32 395 руб.

ПРОДАЖА

Под заказ

НДС не облагается

- Тип холодильника: фармацевтический
- Форм-фактор холодильника: компактный
- Дверцы: прозрачные стеклянные
- Температура в холодильнике, °C: +2...+15
- Общий объём, л: 140
- Объём холодильной камеры, л: 140

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

Фармацевтический холодильник ПОЗИС ХФ-140-1

Фармацевтический холодильник ПОЗИС ХФ-140-1 предназначен для хранения лекарственных препаратов, вакцин, реагентов и биологических образцов при температуре от +2 до +15 °C в аптеках, клиниках, лабораториях и других учреждениях здравоохранения с температурой окружающего воздуха от +10 до +35 °C.

Модель выполнена в виде напольного шкафа с дверью-стеклоблоком с замком. Тонированное стекло защищает содержимое от воздействия инфракрасных лучей. Внутри холодильника находятся пластиковые контейнеры для фармакологических препаратов (2 шт.).

Особенности

- Микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным датчиком температуры
- Система принудительной циркуляции воздуха
- Дверь-стеклоблок с замком
- Автоматическое поддержание температуры в камере
- Сигнализация при отклонении температуры от заданной
- Отображение температуры на табло панели управления
- Отключение вентилятора при открывании двери
- Пластиковые контейнеры для фармакологических препаратов – 2 шт.
- Теплоизоляция холодильника – пенополиуретан
- Роликовые опоры для перемещения холодильника
- Декоративная шторка и кронштейн

Технические характеристики

Параметр	Значение
Точность поддержания температуры	±2 °C
Система оттаивания	автоматическая
Термокарта	наличие
Энергопотребление (при +25 °C)	0,73 кВт·ч/сутки
Климатический класс	УХЛ 4.2
Степень защиты	IP20
Количество полок	3

Размеры внутренние (Ш × Г × В) 528 ± 10 × 420 ± 10 × 702 ± 15 мм

Условия эксплуатации температура воздуха +10...+35 °C, влажность до 80% при +25 °C

Средний срок службы 10 лет

Преимущества

- Прозрачная дверь-стеклоблок с тонировкой – защищает хранящиеся препараты от воздействия инфракрасных лучей и позволяет контролировать содержимое без открытия двери.
- Система принудительной циркуляции воздуха – обеспечивает равномерное распределение температуры по всей камере.
- Автоматическое поддержание температуры – минимизирует колебания и предотвращает перегрев или переохлаждение содержимого.
- Отключение вентилятора при открывании двери – повышает энергоэффективность и снижает нагрузку на компрессор.
- Пластиковые контейнеры для фармакологических препаратов – позволяют аккуратно организовать хранение мелких упаковок и ампул.
- Роликовые опоры – обеспечивают лёгкое перемещение холодильника при необходимости.
- Декоративная шторка и кронштейн – добавляют удобство эксплуатации и эстетичный вид прибора.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд	POZIS
-------	-------

Страна бренда	Россия
---------------	--------

Тип холодильника	фармацевтический
------------------	------------------

Форм-фактор холодильника	компактный
--------------------------	------------

Дверцы	прозрачные стеклянные
--------	-----------------------

Температура в холодильнике, °C	+2...+15
--------------------------------	----------

Общий объём, л	140
----------------	-----

Объём холодильной камеры, л	140
-----------------------------	-----

Количество компрессоров, шт	1
-----------------------------	---

Хладагент	R600a (озонобезопасный)
-----------	-------------------------

Максимальный шум, дБ	55
----------------------	----

Габариты, мм	
--------------	--

600±10 × 610±10 / 650 (без ручки / с ручкой) ×

910±15

Вес, кг	45
---------	----

Вес в упаковке, кг	48
--------------------	----

Габариты в упаковке, см	630 × 650 × 970
-------------------------	-----------------

Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	75
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.