

## Фармацевтический холодильник Thermo Scientific Forma FRPH 5004V

Медицинские и фармацевтические холодильники



- Тип холодильника: фармацевтический
- Форм-фактор холодильника: высокий (напольный)
- Дверцы: прозрачные стеклянные
- Температура в холодильнике, °С: 1-8
- Общий объём, л: 1447
- Объём холодильной камеры, л: 1447

ЛЕННИПЕТ  
**Thermo**  
 SCIENTIFIC

Под заказ

**Наличие регистрационного удостоверения**

**ФСЗ 2012/12319 от 07.06.2012**

### Описание

#### Фармацевтический холодильник Thermo Scientific Forma FRPH 5004V

Thermo Scientific Forma FRPH 5004V – это холодильник для хранения фармацевтических препаратов с объёмом рабочей камеры 1447 литров. Снабжён решётчатыми выдвижными полками, которые позволяют разместить большое количество образцов и одновременно обеспечивают свободный доступ к хранящимся препаратам. Это самый большой холодильник линейки Forma FRPH, с 12 полками и двумя дверцами.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСЗ 2012/12319 от 07.06.2012.

Теплоизоляция из вспененного полиуретана. Внешняя и внутренняя поверхность покрыты ударостойкой эпоксидной порошковой краской.

Температурный диапазон от +1 до +8 °С. Температура, предварительно установленная на заводе, составляет +4 °С. Цифровой дисплей отображает температуру в рабочей камере с точностью 0,1 °С.

Конструкция двери – двойной стеклопакет, позволяющий избежать образования конденсата. Направленный воздушный поток обеспечивает быстрое восстановление температуры после открытия двери. Открытую дверь можно зафиксировать распахнутую на 90°.

Система безопасности

- Трёхуровневая система защиты от несанкционированного изменения заданных параметров, работающая от ключа.
- Есть дверной замок.
- При повышении или понижении температуры или отключении электричества автоматически включается визуальная и звуковая сигнализация.
- Визуальная сигнализация срабатывает при необходимости сервисного обслуживания и недостаточном уровне зарядки аккумулятора.
- Аккумуляторная батарея, поддерживающая в рабочем режиме контрольную панель при отключении электричества.
- Можно подключить холодильник к устройству внешнего сигнала тревоги.

### Преимущества

#### Преимущества Thermo Scientific Forma FRPH 5004V

- Графический цветовой термометр.
- Перемещаемые по высоте рабочей камеры выдвижные решётчатые полки с ограничителями.
- Автоматическое закрывание двери.
- Для удобства передвижения есть роликовые опоры с возможностью фиксации.
- Автоматическая система размораживания.
- Автоматическое удаление конденсата.
- Порт доступа (диаметр – 2,5 см) позволяют использовать независимые датчики.

## Характеристики

| Параметр:                      | Показатель:              |
|--------------------------------|--------------------------|
| Бренд                          | Thermo Fisher Scientific |
| Страна бренда                  | США                      |
| Тип холодильника               | фармацевтический         |
| Форм-фактор холодильника       | высокий (напольный)      |
| Дверцы                         | прозрачные стеклянные    |
| Температура в холодильнике, °C | 1-8                      |
| Общий объём, л                 | 1447                     |
| Объём холодильной камеры, л    | 1447                     |
| Габариты, мм                   | 2012×925×1435            |

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.