

## Фетальный монитор Kernel KN-2000+3

Фетальные мониторы и доплеры



### Ваша цена

Розница  
**0 руб.**

Оптовая цена  
 По запросу

**KERNEL** KN 105™

Под заказ

НДС не облагается

- Дисплей: ЖК, 12"
- Питание: от сети, от аккумуляторов или батареек
- Наблюдаемые параметры: ЧССП, ТОСО, движение плода
- Принтер: встроенный, дополнительная опция

Товар участвует в акциях:

- Популярное

**Наличие регистрационного удостоверения**

Array

## Описание

### Фетальный монитор Kernel KN-2000+3

Фетальный монитор Kernel KN-2000+3 позволяет наблюдать за здоровьем матери и ребенка. Большой 12-дюймовый дисплей позволяет непрерывно проверять ЧСС плода, сокращения матки, шевеление плода, он отображает данные ЧССП и ТОКО в реальном времени. Для точного определения частоты сердечных сокращений плода используется высокочувствительный датчик.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСЗ 2012/13497 от 25.10.2016.

У монитора есть функция автоматической звуковой и визуальной тревоги в случае выявления отклонений от нормы. Интерфейс позволяет увидеть историю наблюдений, при этом мониторинг в реальном времени продолжится в фоновом режиме.

Монитор может работать от аккумулятора (более 120 минут непрерывной работы) или от сети.

Дополнительные опции

- Встроенный принтер.
- Расширение для наблюдения за близнецами.

Параметры

Kernel KN-2000-3

Фетальный доплер

Рабочая частота

1.0 МГц

Погрешность измерений

Меньше 10%

Диапазон измерений

65 ... 210 сокр./мин

Погрешность измерения

±2 сокр./мин

Мышечный тонус (ТОСО)

Диапазон измерений

0 ... 100

Погрешность измерения

Меньше 10 %

Отклонение

Меньше 1 %

Если вам fetalный нужен монитор, который сможет отслеживать более количество параметров, то обратите внимание на улучшенную модель монитора Kernel KN-2000+D3 (2-плодный, 9 параметров).

### Комплект поставки Kernel KN-2000+3

- Основной блок.
- УЗ-датчик (2 МГц).
- Датчик маточных сокращений.
- Маркер событий.
- Крепежная фиксирующая лента для датчиков – 2 шт.
- Сетевой кабель и провод заземления.
- Предохранитель – 2 шт.
- Встроенный термопринтер (дополнительная опция).

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	Kernel
<b>Страна бренда</b>	Китай
<b>Дисплей</b>	ЖК, 12"
<b>Питание</b>	от сети, от аккумуляторов или батареек
<b>Наблюдаемые параметры</b>	ЧССП, ТОСО, движение плода
<b>Принтер</b>	встроенный, дополнительная опция
<b>Габариты, мм</b>	340×310×200
<b>Вес, кг</b>	5.5

**Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.