

## Фиксатор для головы к спасательным носилкам

Медицинские носилки



Ваша цена

Розница

**5 900 руб.**

Оптовая цена

**5 900 руб.**

 **DEFENG**

Под заказ

**Области применения:**

- Здравоохранение

С учетом НДС 22 %

Товар участвует в акциях:

- Акция

## Описание

### Фиксатор для головы к спасательным носилкам DDJ-6C

Надёжная фиксация и универсальное размещение

Фиксатор для головы предназначен для безопасной иммобилизации шейного отдела и головы пострадавшего при транспортировке. Совместим с медицинскими носилками **DEFENG DDJ-6C** и аналогичными моделями. Фиксатор может устанавливаться как на раму носилок, так и использоваться с другими транспортировочными средствами в экстренных условиях. Обеспечивает стабильное положение головы, предотвращая её смещение и снижая риск усугубления травм шейного отдела позвоночника.

Фиксатор совместим с большинством стандартных жёстких носилок, легко устанавливается и демонтируется, не препятствует оказанию медицинской помощи. Может использоваться в экстренных условиях, включая эвакуацию, аварийно-спасательные работы и транспортировку в автомобиле скорой помощи.

Изготовлен из устойчивых к влаге и дезинфекции материалов. Поверхности легко очищаются, могут обрабатываться антисептическими средствами. Используемые ремни и элементы конструкции не впитывают влагу и рассчитаны на многократное применение.

## Преимущества

- Надёжная иммобилизация головы для предотвращения смещения при транспортировке.
- Совместимость с большинством жёстких носилок, включая модель DDJ-6C.
- Быстрая и простая установка с надёжной фиксацией при помощи липучек и ремней.
- Устойчивость к влаге и антисептической обработке благодаря износостойким материалам.
- Мягкая поверхность не вызывает раздражения кожи и обеспечивает комфорт пациенту.
- Не мешает проведению диагностики или оказанию первой помощи.
- Подходит для многоразового использования в условиях интенсивной эксплуатации.
- Компактный и лёгкий, удобен для хранения и транспортировки в экстренных комплектах.

## Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

Jiangsu Defeng Medical Equipment

Страна бренда

Китай

Отрасли

Здравоохранение, Для скорой помощи

Страна производства

Китай

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.