

Фонарик Little Doctor LD-V09

Осветители



Ваша цена

Розница
316 руб.

Оптовая цена
314 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Описание

Фонарик офтальмолога Little Doctor LD-V09

Медицинский фонарик Little Doctor LD-V09 предназначен для проведения первичного визуального осмотра и быстрой диагностики в амбулаторной и клинической практике. Он обеспечивает направленное освещение исследуемой области, что позволяет врачу оценивать состояние глаз, слизистых оболочек и кожных покровов.

Корпус фонарика выполнен в форм-факторе авторучки, что обеспечивает удобство использования и точность позиционирования светового потока. Включение осуществляется лёгким нажатием на клипсу, что позволяет быстро активировать устройство одной рукой во время осмотра.

Корпус изготовлен из нержавеющей стали, что обеспечивает устойчивость к механическим воздействиям и длительный срок службы в условиях медицинской эксплуатации. Питание осуществляется от двух батареек типа AAA, обеспечивая автономность работы без необходимости внешнего источника питания.

Фонарик применяется в практике врачей общей практики и узких специалистов для первичной оценки состояния глаз, ротовой полости, гортани, слухового прохода, носоглотки и кожных покровов.

Особенности

- Форм-фактор авторучки для удобного удержания и точного направления света.
- Активация устройства лёгким нажатием на клипсу.
- Корпус из нержавеющей стали с повышенной устойчивостью к износу.
- Компактные размеры, удобные для постоянного ношения врачом.
- Автономное питание от двух батареек типа AAA.
- Простота эксплуатации без необходимости настройки.

Преимущества

- Компактный формат в виде авторучки обеспечивает удобство хранения и постоянного ношения в кармане медицинского халата.
- Быстрое включение лёгким нажатием на клипсу позволяет оперативно проводить осмотр без задержек.
- Корпус из нержавеющей стали обеспечивает высокую устойчивость к износу и длительный срок службы.
- Стабильный направленный свет обеспечивает чёткую визуализацию при первичном осмотре анатомических областей.
- Автономное питание от двух батареек типа AAA позволяет использовать устройство без привязки к сети питания.
- Универсальность применения в различных медицинских специальностях: от офтальмологии до дерматологии и ЛОР-практики.
- Простая конструкция без сложных настроек снижает вероятность ошибок в эксплуатации.
- Оптимальная эргономика корпуса обеспечивает комфорт при длительном использовании в клинической практике.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Сделано в Китае
Страна бренда	Китай
Отрасли	Для кабинета офтальмолога, Для дома, Для кабинета педиатра, Для скорой помощи, Для ЛОР-кабинета
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.