

## Фототерапевтический облучатель Аксион ОФТН-03

Неонатальное оборудование

### Ваша цена

Розница  
**229 900 руб.**

Оптовая цена  
**218 405 руб.**

**AXION**  
 МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА  
 С 1970 ГОДА

Под заказ



НДС не облагается

## Описание

### Фототерапевтический облучатель Аксион ОФТН-03

ОФТН-03 – это современный фототерапевтический облучатель, предназначенный для лечения неонатальной гипербилирубинемии (физиологической и патологической желтухи новорождённых).

Аппарат генерирует свет в синем спектре с длиной волны, наиболее эффективной для разрушения билирубина в коже и крови младенца. Это позволяет безопасно и эффективно снизить его концентрацию, сократив необходимость в инвазивных вмешательствах.

ОФТН-03 может использоваться как самостоятельно, так и в комплексе с устройствами обогрева, кюветами или открытыми реанимационными системами. Компактная конструкция, устойчивое основание и простое управление делают его удобным для использования в любых условиях – от палат до реанимационных отделений.

Устройство соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, зарегистрировано в реестре медицинской техники РФ и рекомендовано к применению в родильных домах, перинатальных центрах и отделениях новорождённых.

## Преимущества

- Эффективное лечение желтухи новорождённых за счёт оптимальной длины волны синего света ( $\approx 450$  нм).
- Мягкое воздействие на кожу ребёнка – не вызывает перегрева и повреждения тканей.
- Совместимость с кюветами, обогревателями и реанимационными столами.
- Регулируемая высота и наклон панели облучения – для точного позиционирования над пациентом.
- Устойчивое основание на колёсах с фиксаторами – безопасная установка и мобильность.
- Низкое энергопотребление и долгий срок службы источников света.
- Простота в управлении – понятная панель с индикацией времени процедуры и работы ламп.
- Соответствие требованиям Минздрава РФ и регистрация в реестре медицинской техники.
- Производство в России – оперативная поставка, гарантийное и постгарантийное обслуживание.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Аксион
Страна бренда	Россия

**Ссылка на документы**

<https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010020528.pdf>

**Дисплей**

Цифровой дисплей с индикацией текущего времени сеанса, заданного времени и времени наработки

**Питание**

от сети

**Габариты, мм**

675 × 350 × 155

**Электропитание, В**

220

**Потребляемая мощность, Вт**

40

**Страна производства**

Россия

### **Дисклеймер:**

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.