

Газоанализатор CO Testo 315-4

Газоанализаторы и течеискатели Арт. 0632 3155



- Измеряет концентрацию: угарного газа (CO)



Под заказ

Описание

Прибор для измерения концентрации CO в окружающей среде Testo 315-4

Прибор для измерения концентрации CO. С помощью высокочувствительного электрохимического сенсора CO прибор позволяет определить самые низкие концентрации высокотоксичного угарного газа. Вы сможете безошибочно определить, насколько безопасно функционирует Ваша система отопления или вентиляции.

Газ Угарный газ (CO)

Диапазон измерений, ppm 0...100

Погрешность, ppm ± 3 (0...20 ppm)
 ± 5 (>20 ppm)

Разрешение, ppm 0,5

В процессе проведения измерений прибор оповестит о превышении заданных предельных значений посредством оптического и звукового сигналов. Пороговые значения можно изменить самостоятельно.

Благодаря прочной конструкции прибор надёжно защищён от внешнего воздействия. К прибору можно подключить дополнительный модуль измерения температуры и влажности, ИК-принтер (приобретаются отдельно).

Батарея: литиево-полимерный аккумулятор, который можно зарядить через блок питания с USB-разъёмом. Время работы аккумулятора: около 50 часов.

Комплект поставки

- Testo 315-4.
- Блок питания с USB-выходом и кабелем.
- Протокол калибровки.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	0632 3155
Бренд	Testo
Страна бренда	Германия
Измеряет концентрацию	угарного газа (CO)

Габариты, мм

190×65×40

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.