

Газовый течеискатель Testo 316-1

Газоанализаторы и течеискатели Арт. 0632 0316



- Измеряет концентрацию: метана (CH₄)
- Особенности: гибкий измерительный зонд



Под заказ

Описание

Газовый течеискатель Testo 316-1

Большое количество разрушительных взрывов и пожаров возникает по причине негерметичности газопроводов. Однако даже самые незначительные утечки в газовых трубопроводах, наличие которых не всегда сопровождается специфичным запахом, приводят к повышенному расходу топлива и повышают риск возникновения аварийных ситуаций.

Причиной утечки могут являться, например, так называемые волосяные трещины в трубопроводе (вид трещин, которые не всегда можно обнаружить невооружённым глазом). Широко используемый уплотнительный материал, такой как пакля, со временем может также потерять свои уплотнительные свойства.

Поиск и обнаружение течей проводится путём анализа герметичности точек соединений труб, например, фитингов, фланцев, резьбовых фитингов и газовых регулирующих заслонок. Также очень важно проверять входящие в здания газовые трубы и трубы, скрытые в углублениях в области воздухоотводов. Наиболее передовой метод поиска и обнаружения течей — это метод с использованием электронного газового сенсора.

С помощью Testo 316-1 вы можете выполнить проверку газовых трубопроводов на герметичность в достаточно короткие сроки. Течеискатель поможет найти локализацию течи быстро, точно и надёжно.

Порог обнаружения утечек метана составляет 100 ppm CH₄. Диапазон измерений 100...10000 ppm.

При превышении пороговых значений (I предельное значение — 200 ppm, II — 10000 ppm) срабатывает звуковое оповещение, а индикатор течеискателя загорается жёлтым или красным соответственно.

Testo 316-1 работает на батарейках типа Крона (9 В). Время работы от одной батарейки составляет более 5 часов.

Преимущества

Преимущества Testo 316-1

- Съёмный гибкий зонд для локализации утечек в труднодоступных участках газопровода.
- Звуковое и визуальное сигнальное оповещение при превышении предельных значений.
- Опциональный чехол TopSafe защищает прибор от загрязнений и повреждений.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Артикул	0632 0316
Бренд	Testo
Страна бренда	Германия
Измеряет концентрацию	метана (CH ₄)
Особенности	гибкий измерительный зонд
Габариты, мм	190×57×42
Вес, кг	0.3

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.