

## Гематокритная центрифуга ELMI CM-70

Медицинские центрифуги



- Тип центрифуги: гематокритная, с естественным охлаждением
- Размер центрифуги: настольная
- Макс. скорость вращения, об/мин: 7000
- Относительное центробежное ускорение (ОЦУ, RCF), g: 6500



Под заказ

**Наличие регистрационного удостоверения**

Array

### Описание

#### Центрифуга ELMI CM-70

Гематокритная центрифуга CM-70 оснащена угловым ротором на двенадцать капилляров, которые устанавливаются в съёмные адаптеры.

Отличительными свойствами центрифуги являются минимальные габариты прибора. Простота в управлении, практическое отсутствие шума и вибрации обеспечивают высокую производительность и удобство в работе.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора №8470; РЗН 2016/4617.

### Преимущества

#### Преимущества CM-70

- Плавность пуска ротора.
- Автоматическое отключение ротора через заданный интервал времени.
- Звуковая сигнализация остановки ротора.

### Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	ELMI
Страна бренда	Латвия
Тип центрифуги	гематокритная, с естественным охлаждением
Размер центрифуги	настольная
Макс. скорость вращения, об/мин	7000
Относительное центробежное ускорение (ОЦУ, RCF), g	6500

Максимальный шум, дБ	30
Габариты, мм	190×170×125
Вес, кг	2.3
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	700

#### **Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.