

Гинекологическое кресло Ока-Медик КГ-02 (пневмопружины)

Гинекологические кресла



Ваша цена

Розница

64 539 руб.

Оптовая цена

63 963 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Описание

Гинекологическое кресло Ока-Медик КГ-02 (пневмопружины)

Гинекологическое кресло Ока-Медик КГ-02 с пневмопружинами предназначено для размещения пациенток во время гинекологических осмотров, диагностических процедур и малых хирургических вмешательств. Кресло применяется в отделениях гинекологии, урологии и проктологии, в женских консультациях, смотровых и урологических кабинетах, фельдшерско-акушерских пунктах, родильных домах и других лечебно-профилактических учреждениях.

Каркас кресла изготовлен из стальной профильной трубы с экологичным полимерно-порошковым покрытием, устойчивым к многократной обработке дезинфицирующими средствами, механическим повреждениям и коррозии. Конструкция включает основание, ступеньку, неподвижную стойку, тазовую и спинную панели.

Регулировка углов наклона секций осуществляется при помощи пневмопружин, что позволяет быстро и без лишних усилий изменять положение пациентки. Конструкция кресла предусматривает возможность перевода в положение «Тренделенбург». Фиксированная высота обеспечивает устойчивое положение пациентки при проведении медицинских манипуляций.

Мягкие элементы спинной, тазовой и ножной секций изготовлены из плотного пенополиуретана на жёстком основании и обтянуты винилискожей, устойчивой к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств. Эргономичные опоры для ног по Геппелю выполнены из литого пенополиуретана и регулируются по высоте и углу поворота винтовыми зажимами.

Особенности

- Регулировка углов наклона секций при помощи пневмопружин.
- Быстрое изменение положения пациентки без лишних усилий.
- Возможность перевода кресла в положение «Тренделенбург».
- Фиксированная высота конструкции для устойчивости пациентки.
- Каркас из прочной стальной профильной трубы.
- Полимерно-порошковое покрытие, устойчивое к дезинфицирующим средствам.
- Устойчивость конструкции к коррозии и механическим повреждениям.
- Мягкие элементы из пенополиуретана на жёстком основании.
- Обивка из износостойкой винилискожи.
- Эргономичные опоры для ног по Геппелю.
- Регулировка опор для ног по высоте и углу поворота.
- Упоры для рук и стойки опор изготовлены из нержавеющей стали.
- Откидная ступенька для удобного размещения пациентки.
- Наличие выдвижной кассеты под сиденьем и съёмного тазика.
- Возможность дополнительной комплектации.
- Максимальная нагрузка на кресло составляет 170 кг.

Стандартная комплектация

- Гинекологическое кресло Ока-Медик КГ-02.
- Опоры для ног по Геппелю – 2 шт.
- Ступенька.
- Тазик из нержавеющей стали.
- Упоры для рук – 2 шт.

Дополнительная комплектация

- Подголовник.
- Ножная секция.
- Столик для инъекций.
- Инструментальный столик.
- Штатив для вливаний.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Тип регулировки секций	пневмопружины
Регулировка углов наклона секций	да
Регулировка при помощи пневмопружин	да
Фиксированная высота	да
Положение «Тренделенбург»	да
Материал каркаса	стальная профильная труба
Покрытие каркаса	полимерно-порошковое
Материал обивки	винилискожа
Материал мягких элементов	пенополиуретан
Толщина пенополиуретана	50 мм
Материал упоров для рук	нержавеющая сталь
Материал стоек опор для ног	нержавеющая сталь
Тип опор для ног	по Геппелю
Регулировка опор для ног	по высоте и углу поворота
Максимальная нагрузка	170 кг
Гарантия производителя	12 мес.

Преимущества

- Регулировка секций при помощи пневмопружин обеспечивает быстрое изменение положения пациентки.
- Конструкция кресла позволяет переводить пациентку в положение «Тренделенбург».
- Каркас изготовлен из прочной стальной профильной трубы.
- Полимерно-порошковое покрытие устойчиво к дезинфицирующим средствам и коррозии.
- Материалы кресла устойчивы к механическим повреждениям и интенсивной эксплуатации.
- Фиксированная высота конструкции повышает устойчивость пациентки во время процедур.
- Мягкие элементы изготовлены из плотного пенополиуретана толщиной 50 мм.
- Обивка из винилискожи устойчива к истиранию и санитарной обработке.
- Эргономичные опоры для ног по Геппелю регулируются по высоте и углу поворота.
- Опоры для ног выполнены из литого пенополиуретана.
- Упоры для рук и стойки опор изготовлены из нержавеющей стали.
- Откидная ступенька облегчает посадку пациентки на кресло.
- Наличие выдвижной кассеты под сиденьем повышает удобство эксплуатации.
- Съёмный тазик из нержавеющей стали упрощает санитарную обработку.
- Максимальная нагрузка на кресло составляет 170 кг.
- Дополнительная комплектация позволяет адаптировать кресло под задачи медицинского кабинета.
- Кресло подходит для оснащения гинекологических, урологических и проктологических кабинетов.
- Конструкция рассчитана на длительную эксплуатацию в лечебно-профилактических учреждениях.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

Ока-Медик

Страна бренда

Россия

Отрасли

Для кабинета гинеколога

Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010040074.pdf
Габариты, мм	1122×1025×1690
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.