

Графитовая кювета с пиропокрытием типа РЕ

Оборудование для атомно-абсорбционных спектрометров

Арт. 51001746

Ваша цена

Розница

139 995 руб.

Оптовая цена

134 810 руб.



Под заказ



С учетом НДС 22 %

- Подходит для: спектрометра МГА-1000

Описание

Графитовая кювета с пиропокрытием типа РЕ

Кювета типа РЕ применяется в атомно-абсорбционных спектрометрах МГА-1000.

Поставляется в упаковке по 10 шт.

В графитовой кювете происходит нагрев и атомизация анализируемой пробы. Жидкая капля пробы вносится с помощью автоматического или ручного дозатора.

Для увеличения долговечности и препятствия диффузии паров через стенки кюветы, её покрывают пиролитическим покрытием (слоем газонепроницаемого пироуглерода).

Выпускается в двух модификациях:

- Обычная кювета.
- Кювета с интегрированной платформой Львова.

Интегрированная платформа Львова улучшает условия проведения анализа, его точность и чувствительность.

Для защиты от выгорания на воздухе графитовые кюветы размещают в полугерметичном объёме, продуваемом потоком аргона.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	51001746
Бренд	Люмэкс
Страна бренда	Россия
Подходит для	спектрометра МГА-1000

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.