

Инфракрасный термометр Testo 826-T4

Промышленные термометры

Арт. 0563 8284



Ваша цена

Розница

0 руб.

Оптовая цена
По запросу



Под заказ

Области применения:

- Торговля

С учетом НДС 22 %

- Измеряет: температуру
- Особенности: инфракрасный (бесконтактный), с лазерным целеуказанием, с проникающим зондом
- Диапазон измерения, °C: -50...+300

Описание

Инфракрасный термометр Testo 826-T4

Универсальный ИК-термометр Testo 826-T4 с лазерным целеуказателем и проникающим зондом предназначен, в основном, для пищевого сектора.

Внесён в Государственный реестр средств измерений под [№8470;48507-11](#). Срок свидетельства: до 16.11.2026.

Сочетает в себе бесконтактный и проникающий методы измерения температуры продукта. Позволяет контролировать качество пищевых продуктов путём быстрого сканирования поверхностной температуры без нарушения целостности упаковки. В случае сомнений можно провести дополнительное измерение внутренней температуры продукта зондом.

Измерение температуры зонда происходит с помощью встроенного сенсора температуры (NTC). Диапазон измерений: от -50 до +230 °C. Погрешность: ±0,5 °C (-20 ... +99,9 °C), ±1 °C или 1 % от изм. знач. (в ост. диапазоне). Разрешение: 0,1 °C. Частота измерений: 1,25 с.

Особенности термометра:

- Оптика 6:1 и 1-точечный лазерный целеуказатель.
- Функция сохранения мин/макс значений, акустический и оптический сигнал тревоги при нарушении граничных значений.

Батареек (2 элемента AAA) хватает примерно на 20 часов работы.

Комплектация:

- Инфракрасный термометр с лазерным целеуказателем Testo 826-T4
- Чехол TopSafe.
- Держатель для ремня/стены.
- Защитный колпачок для наконечника зонда.
- Сверло для замороженных продуктов.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Артикул

0563 8284

Бренд	Testo
Страна бренда	Германия
Отрасли	Супермаркеты
Измеряет	температуру
Особенности	инфракрасный (бесконтактный), с лазерным целеуказанием, с проникающим зондом
Диапазон измерения, °C	-50...+300
Погрешность, °C	±1,5 °C (-20 ... +100 °C); ±2 °C или 2 % от изм. знач. (в ост. диапазоне)
Разрешение, °C	0,1
Габариты, мм	148×34,4×19
Вес, кг	0.08

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.