

# Инфракрасный термометр Testo 830-T1

Промышленные термометры



**Ваша цена**

Розница  
**9 200 руб.**

**Оптовая цена**  
**8 740 руб.**



Под заказ

С учетом НДС 22 %

- Особенности: инфракрасный (бесконтактный), с лазерным целеуказанием
- Диапазон измерения, °C: -30...+400

## Описание

### Инфракрасный термометр Testo 830-T1

Testo 830-T1 — это быстродействующий инфракрасный термометр с 1-точечным лазерным целеуказателем и оптикой 10:1.

Внесён в Государственный реестр средств изменений под [№8470; №48507-11](#). Срок свидетельства: до 16.11.2026.

Батарейки (типа «Крона», 9 В) хватает примерно на 15 часов работы.

Особенности термометра:

- Высокий уровень быстродействия.
- Лазерный целеуказатель.
- Выбор предельных значений пользователем.
- Звуковое и оптическое оповещения в случае превышения заданных предельных значений.
- Удобство в эксплуатации благодаря эргономичной рукоятке-пистолету.
- Подсветка дисплея.
- Возможность настройки коэффициента излучения (от 0,2 до 1,0).

## Характеристики

Параметр:

Показатель:

**Бренд**

Testo

**Страна бренда**

Германия

**Ссылка на документы**

<https://tech.nv-lab.ru/links/UM-00000074452.pdf>,

<https://tech.nv-lab.ru/links/SI-00000074452.pdf>

**Особенности**

инфракрасный (бесконтактный), с лазерным

	целеуказанием
<b>Диапазон измерения, °C</b>	-30...+400
<b>Погрешность, °C</b>	$\pm 1,5$ °C или $\pm 1,5$ % от изм. знач. (+0,1 ... +400 °C); $\pm 2$ °C или $\pm 2$ % от изм. знач. (-30 ... 0 °C)
<b>Разрешение, °C</b>	0,1
<b>Габариты, мм</b>	190×75×38
<b>Вес, кг</b>	0.2

### **Дисклеймер:**

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.