

Изотонический разбавитель Diatron DIATRO.DIFF

Гематологические анализаторы Арт. D1012



Наличие регистрационного удостоверения

ФСЗ 2012/12300 от 18.10.2019

diatron ●●

Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

Описание

Изотонический разбавитель Diatron DIATRO.DIFF

Изотонический разбавитель Diatron Diatro.Dil-DIFF представляет собой забуференный, стабилизированный и микрофильтрованный раствор электролита для автоматического разбавления образцов крови человека. Применяется для количественного и качественного определения эритроцитов (RBC), лейкоцитов (WBC) и субпопуляций лейкоцитов, тромбоцитов (PLT) и измерения концентрации гемоглобина (HGB).

Объём канистры: 20 литров.

Может использоваться с гематологическими анализаторами Diatron:

- [Abacus Junior 30](#).
- [Abacus Junior 30ND](#).
- [Abacus 380](#).
- [Abacus 5](#).

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСЗ 2012/12300 от 18.10.2019.

Большой опыт в производстве реагентов позволяет Diatron создавать полный спектр реагентов для гематологии. Они оптимизированы для работы с анализаторами Abacus для достижения наивысшей производительности и отличного результата.

Все гематологические реагенты не содержат цианида. Технология гарантирует 3 года стабильности, при условии, что упаковка не нарушена.

Сырьё, используемое для создания гематологических реагентов, подвергается строгому анализу. Реагенты производятся большими партиями, чтоб минимизировать отличия от реагента к реагенту.

Характеристики

| Параметр: | Показатель: |
|---------------------|---|
| Артикул | D1012 |
| Бренд | Diatron |
| Страна бренда | Венгрия |
| Отрасли | Здравоохранение, Для исследований крови |
| Страна производства | Венгрия |

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.