

Карманный дифференциальный манометр Testo 510

Манометры



Ваша цена

Розница

18 716 руб.

Оптовая цена

18 404 руб.



Под заказ

С учетом НДС 22 %

- Измеряет: давление
- Диапазон измерения дифф. давления, Па: 0...10 000

Описание

Карманный дифференциальный манометр Testo 510

Testo 510 — очень удобный, компактный и лёгкий в управлении прибор для измерения дифференциального давления. Используется специалистами для проверки вентиляционных систем.

Диапазон измерения: от 0 до 100 гПа. Есть температурная компенсация для более точных результатов. В сочетании с трубкой Пито Testo 510 может измерять скорость потока воздуха.

Магниты на задней части корпуса позволяют работать, не держа прибор в руках. Благодаря подсветке дисплея значения измерений с лёгкостью считываются, даже в условиях недостаточного освещения.

Прибор внесён в Государственный реестр средств измерений.

Работает от батареек типа AAA, батарейки входят в комплект. Одного комплекта батареек (2 шт.) хватает примерно на 50 часов работы.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Testo
Страна бренда	Германия
Измеряет	давление
Диапазон измерения дифф. давления, Па	0...10 000
Погрешность измерения дифф. давления, Па	$\pm 0,03$ гПа (0 ... 0,30 гПа); $\pm 0,05$ гПа (0,31 ... 1,00 гПа); $\pm (0,1$ гПа + 1,5 % от изм. знач.) (1,01 ... 100 гПа)
Разрешение измерения дифф. давления, Па	1

Габариты, мм	119×46×25
--------------	-----------

Вес, кг	0.09
---------	------

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.