

Карманный рН-метр HANNA рНer 5 HI98128

рН-метры



Ваша цена

Розница
32 044 руб.

Оптовая цена
30 442 руб.



Под заказ

С учетом НДС 22 %

- Измеряемые параметры: рН, °Т
- Особенности: влагозащищённый, есть температурная компенсация
- Диапазон показаний, рН: -2,00...16,00
- Дискретность, рН: 0,01

Описание

Карманный рН-метр HANNA рНer 5 HI98128

HANNA рНer 5 HI98128 — эргономичный тестер, позволяющий быстро и очень точно измерять рН и температуру. Дискретность измерения рН составляет 0,01. Оснащён сменным электродом HI73127, который можно заменить по мере изнашивания.

рНer 5 — водостойкий (не тонет в воде) прибор с автоматической компенсацией температуры. Очень прост в использовании, управляется двумя кнопками.

Внесён в Государственный реестр средств измерений под №8470; 76015-19. Срок свидетельства: до 12.09.2024.

Тестер оснащён многоуровневым ЖК-дисплеем, на котором отображается результат измерения рН и температуры, использованные при калибровке буферы, заряд батареи и стабильность показаний.

рНer 5 HI98128 оснащён извлекаемой тканевой диафрагмой. Она обеспечивает большую, чем стандартная керамическая, площадь контакта с образцом и работает дольше. Стандартные диафрагмы загрязняются с течением времени, поэтому обычные тестеры со временем выходят из строя. Тканевая диафрагма рНer имеет длину 2 см, и по мере загрязнения можно вытащить её свежий кусочек, что позволяет значительно увеличить срок работы. Также можно заменить целиком весь электрод.

Одно- или двухточечная калибровка производится автоматически. Можно выбрать из двух наборов буферных растворов (4,01, 7,01 и 10,01 рН или 4,01, 6,86 и 9,18 рН). После того как пользователь проведёт калибровку, прибор автоматически перейдёт в режим измерения.

Прибор автоматически выключается после 8 минут бездействия. Когда заряд батарейки будет на исходе (меньше 5 %), на экране появится мигающая иконка батарейки, нужно будет заменить батарейки (4 шт. 1,5 В).

Комплектация

- Сам прибор HI98128 с электродом HI73127 и батарейками.
- Инструкция и паспорт.
- Саше с буферами рН 4,01, рН 7,01, очищающим раствором и раствором для хранения.
- Инструмент для замены электрода.

Преимущества

Преимущества HANNA рНer 5 HI98128

- Влагозащищённый и при падении в воду не тонет.
- Расширенный диапазон измерения pH.
- Сменный электрод.
- Автоматическая температурная компенсация
- На дисплее отображается иконка часов, которая показывает, что стабильный результат не достигнут. При достижении стабильных показаний иконка исчезает, и показания можно записывать.
- Есть кнопка HOLD, нажатие которой «замораживает» все значения на дисплее, чтобы их можно было записать.
- Тестер автоматически выключается, если не хватает заряда батарейки, чтобы получить точное измерение.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	HANNA Instruments
Страна бренда	США
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000023154.pdf , https://tech.nv-lab.ru/links/SI-00000023154.pdf
Измеряемые параметры	pH, °T
Особенности	влагозащищённый, есть температурная компенсация
Диапазон показаний, pH	-2,00...16,00
Дискретность, pH	0,01
Погрешность, ±pH	0,05
Диапазон показаний, °C	-5,0...60,0
Дискретность, °C	0,1
Погрешность, ±°C	0,5
Температурная компенсация (АТК), °C	-5...60
Габариты, мм	163×40×26
Вес, кг	0.1

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.