

Карманный тахометр Testo 460

Тахометры и стробоскопы Арт. 0560 0460



- Измеряет: скорость вращения
- Особенности: с лазерным целеуказанием, оптический метод измерения
- Диапазон измерения, об/мин: 100...29 999



Под заказ

Описание

Карманный тахометр Testo 460

Тахометр Testo 460 предназначается для бесконтактного измерения скорости вращения крыльчаток, ходовых винтов, барабанов. Точка замера отображается на объекте измерения LED целеуказателем.

Мощная подсветка дисплея позволит работать в плохо освещённых местах. Отображение максимальных или минимальных значений на дисплее происходит нажатием одной кнопки. Текущее значение показаний можно зафиксировать на дисплее нажав кнопку HOLD.

Прибор внесён в Государственный реестр средств измерений.

Работает от батареек типа AAA, батарейки входят в комплект. Одного комплекта батареек (2 шт.) хватает примерно на 20 часов работы.

Характеристики

| Параметр: | Показатель: |
|--------------------------------|--|
| Артикул | 0560 0460 |
| Бренд | Testo |
| Страна бренда | Германия |
| Сортировка по популярности МСК | 23010 |
| Сортировка по популярности РНД | 23010 |
| Измеряет | скорость вращения |
| Особенности | с лазерным целеуказанием, оптический метод измерения |
| Диапазон измерения, об/мин | 100...29 999 |
| Погрешность, об/мин | ±(0,02 % от изм. знач.) |

| | |
|---------------------------|--|
| Разрешение, об/мин | 0,1 (100...999,9 об/мин.); 1 (1 000...29 999 об/мин) |
| Габариты, мм | 119×46×25 |
| Вес, кг | 0.085 |

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.