

Химический лабораторный стол НВ-1200 ПХ

Лабораторные столы



Ваша цена

Розница

32 161 руб.

Оптовая цена

30 874 руб.



Под заказ

С учетом НДС 22 %

- Серия: НВ
- Тип: высокий стол (для работы стоя), пристенный стол
- Особенности: с надстройкой, с мойкой, со встроенными розетками
- Ширина столешницы, мм: 1218
- Материал столешницы: керамогранитная плитка, ламинат, полипропилен, химически стойкий пластик

Описание

Химический лабораторный стол НВ-1200 ПХ

НВ-1200 ПХ — это пристенные лабораторные столы с сантехникой и шириной столешницы 1218 мм. Предназначены для работы стоя (высота столешницы — 850 мм).

В химические лабораторные столы встраивается полипропиленовая раковина и смеситель. В модели ПКХ (с керамогранитной плиткой) размер раковины 160 на 160 мм, в остальных — 218 на 115 мм.

Стол оборудован надстройкой с одной полкой и диодным светильником. Также в надстройку встроены две розетки, заземлённая и незаземлённая.

Несущие ламинированные панели (ЛДСП толщиной 16 мм) окантованы прочной ПВХ-кромкой толщиной 2 мм, что увеличивает ударостойкость и механическую прочность изделий. Навесная тумба с тремя ящиками на роликовых направляющих позволяет хранить всё необходимое рядом с рабочим местом.

Габариты стола в собранном виде вместе с надстройкой: 1218×700×1650 мм. Опоры стола регулируются по высоте.

Мы предлагаем лабораторные столы с различным материалом рабочей поверхности:

Исполнение	Покрытие столешницы
НВ-1200 ПЛХ	Ламинат
НВ-1200 ПКХ	Керамогранитная плитка
НВ-1200 ППХ	Полипропилен

НВ-1200 ПСПХ Химически стойкий пластик

По предварительному заказу столы можно комплектовать подкатными тумбами и кранами для специальных газов. В стандартном исполнении мы предлагаем столы серого цвета, но по согласованию с заказчиком возможно изменение цвета на белый без увеличения стоимости. Кроме того, «КОРСА» может изготовить столы по вашим размерам и из материалов, отвечающим вашим задачам.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд	КОРСА
Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000027480.pdf
Серия	НВ
Тип	высокий стол (для работы стоя), пристенный стол
Особенности	с надстройкой, с мойкой, со встроенными розетками
Ширина столешницы, мм	1218
Материал столешницы	керамогранитная плитка, ламинат, полипропилен, химически стойкий пластик
Габариты, мм	1218×700×1650
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.