

Холодильник Бирюса 2506 для хранения медицинских отходов класса Б

Морозильники для медицинских отходов



Ваша цена

Розница
52 603 руб.

Оптовая цена
52 164 руб.

бирюса

Под заказ

С учетом НДС 22 %

Описание

Холодильно-морозильная камера Бирюса 2506 для хранения медицинских отходов класса Б

Предназначена для временного хранения медицинских отходов класса Б (эпидемиологически опасные отходы, инфицированные и потенциально инфицированные микроорганизмами 3-4 групп патогенности, в том числе: материалы и инструменты, предметы, загрязнённые кровью и (или) другими биологическими жидкостями; патологоанатомические отходы; органические операционные отходы (органы, ткани); пищевые отходы и материалы, контактировавшие с больными инфекционными болезнями, вызванными микроорганизмами 3-4 групп патогенности) в лечебно-профилактических учреждениях.

Хранение (накопление) более 24 часов необеззараженных медицинских отходов класса Б осуществляется в камере до 1 месяца с начала момента накопления отходов.

Применение камеры «Бирюса», предназначенной для временного хранения медицинских отходов класса Б, для других целей не допускается.

Камера оснащена светодиодным светильником. Включение и выключение светильника происходит автоматически при открытии/закрытии двери камеры.

Камера оснащена бактерицидным светильником, предназначенным для обеззараживания внутренних поверхностей камеры и емкостей для хранения медицинских отходов.

Камера может комплектоваться одноразовыми и многоразовыми емкостями, баками жёлтого цвета, предназначенными для хранения медицинских отходов класса Б.

Особенности:

- система No Frost;
- электронная система управления;
- световая и звуковая сигнализация отклонения внутренней температуры и незакрытой двери камеры;
- комплект ёмкостей (1 бак 35 л, 1 бак 12 л, 2 бака по 3 л).

Испаритель холодильного отделения холодильника размораживается автоматически.

Для удобства перемещения камера оснащена колёсными опорами.

Камера оснащена механическим замком, позволяющим ограничить доступ к отходам, хранящимся внутри.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

Бирюса

Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00010033130.pdf
Тип холодильника	для медицинских отходов
Дверцы	непрозрачные металлические
Температура в холодильнике, °С	-25...+5
Общий объём, л	230
Объём холодильной камеры, л	230
Количество компрессоров, шт	1 (не инверторный)
Хладагент	R-600a
Максимальный шум, дБ	45
Габариты, мм	600 × 590 (630 с учётом ручки) × 1 455
Вес, кг	56
Вес в упаковке, кг	60
Габариты в упаковке, мм	650 × 660 × 1 490
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	130
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.