


Холодильник для хранения медицинских отходов класса Б Бирюса 1502

Медицинские и фармацевтические холодильники



Ваша цена

Розница
36 800 руб.

Оптовая цена
34 598 руб.

бирюса

В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

С учетом НДС 20 %

- Тип холодильника: для медицинских отходов
- Форм-фактор холодильника: высокий (напольный)
- Дверцы: непрозрачные металлические
- Температура в холодильнике, °С: -1...+10
- Общий объём, л: 150

Наличие регистрационного удостоверения

Описание

Холодильник для хранения медицинских отходов класса Б Бирюса 1502

Предназначен для временного хранения медицинских отходов класса Б (эпидемиологически опасные отходы, инфицированные и потенциально инфицированные микроорганизмами 3-4 групп патогенности, в том числе: материалы и инструменты, предметы, загрязнённые кровью и (или) другими биологическими жидкостями; патологоанатомические отходы; органические операционные отходы (органы, ткани); пищевые отходы и материалы, контактировавшие с больными инфекционными болезнями, вызванными микроорганизмами 3-4 групп патогенности) в лечебно-профилактических учреждениях.

Хранение (накопление) более 24 часов необеззараженных медицинских отходов класса Б осуществляется в холодильнике не более 7 суток с начала момента накопления отходов.

Применение холодильника «Бирюса», предназначенного для временного хранения медицинских отходов класса Б, для других целей не допускается.

Холодильник оснащён светодиодным светильником. Включение и выключение светильника происходит автоматически при открытии/закрытии двери холодильника.

Холодильник оснащён бактерицидным светильником, предназначенным для обеззараживания внутренних поверхностей холодильника и емкостей для хранения медицинских отходов.

Холодильник может комплектоваться одноразовыми и многоразовыми емкостями, баками жёлтого цвета, предназначенными для хранения медицинских отходов класса Б.

Особенности:

- электронная система управления;
- световая и звуковая сигнализация отклонения внутренней температуры и незакрытой двери холодильника.

Испаритель холодильного отделения холодильника размораживается автоматически.

Для удобства перемещения холодильник оснащён колёсными опорами.

Холодильник оснащён механическим замком, позволяющим ограничить доступ к хранящимся в холодильнике отходам.

Характеристики

| Параметр: | Показатель: |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Бренд | Бирюса |
| Страна бренда | Россия |
| Отрасли | Здравохранение |
| Тип холодильника | для медицинских отходов |
| Форм-фактор холодильника | высокий (напольный) |
| Дверцы | непрозрачные металлические |
| Температура в холодильнике, °C | -1...+10 |
| Общий объём, л | 150 |
| Количество компрессоров, шт | 1 (не инверторный) |
| Хладагент | R-600a |
| Габариты, мм | 580×620 (660 с учётом ручки)×890 |
| Вес, кг | 40 |
| Вес в упаковке, кг | 44 |
| Габариты в упаковке, см | 62,5×64,5×96,0 |
| Электропитание, В | 220±22 |
| Потребляемая мощность, Вт | 85 |
| Страна производства | Россия |

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.