

## Холодильник для хранения медицинских отходов класса Б Бирюса 2506

Медицинские и фармацевтические холодильники



### Ваша цена

Розница  
**56 047 руб.**

Оптовая цена  
**52 694 руб.**

**бирюса**

Под заказ

### Области применения:

- Здравоохранение

С учетом НДС 20 %

- Тип холодильника: для медицинских отходов
- Дверцы: непрозрачные металлические
- Температура в холодильнике, °С: -25...+5
- Общий объём, л: 230
- Объём холодильной камеры, л: 230

Наличие регистрационного удостоверения

## Описание

### Холодильно-морозильная камера Бирюса 2506 для хранения медицинских отходов класса Б

Предназначена для временного хранения медицинских отходов класса Б (эпидемиологически опасные отходы, инфицированные и потенциально инфицированные микроорганизмами 3-4 групп патогенности, в том числе: материалы и инструменты, предметы, загрязнённые кровью и (или) другими биологическими жидкостями; патологоанатомические отходы; органические операционные отходы (органы, ткани); пищевые отходы и материалы, контактировавшие с больными инфекционными болезнями, вызванными микроорганизмами 3-4 групп патогенности) в лечебно-профилактических учреждениях.

Хранение (накопление) более 24 часов необеззараженных медицинских отходов класса Б осуществляется в камере до 1 месяца с начала момента накопления отходов.

Применение камеры «Бирюса», предназначенной для временного хранения медицинских отходов класса Б, для других целей не допускается.

Камера оснащена светодиодным светильником. Включение и выключение светильника происходит автоматически при открытии/закрытии двери камеры.

Камера оснащена бактерицидным светильником, предназначенным для обеззараживания внутренних поверхностей камеры и емкостей для хранения медицинских отходов.

Камера может комплектоваться одноразовыми и многоразовыми емкостями, баками жёлтого цвета, предназначенными для хранения медицинских отходов класса Б.

Особенности:

- система No Frost;
- электронная система управления;
- световая и звуковая сигнализация отклонения внутренней температуры и незакрытой двери камеры;
- комплект ёмкостей (1 бак 35 л, 1 бак 12 л, 2 бака по 3 л).

Испаритель холодильного отделения холодильника размораживается автоматически.

Для удобства перемещения камера оснащена колёсными опорами.

Камера оснащена механическим замком, позволяющим ограничить доступ к отходам, хранящимся внутри.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Бирюса
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравохранение
Тип холодильника	для медицинских отходов
Дверцы	непрозрачные металлические
Температура в холодильнике, °C	-25...+5
Общий объём, л	230
Объём холодильной камеры, л	230
Количество компрессоров, шт	1 (не инверторный)
Хладагент	R-600a
Габариты, мм	600×590 (630 с учётом ручки)×1455
Вес, кг	56
Вес в упаковке, кг	60
Электропитание, В	230±23
Потребляемая мощность, Вт	130
Страна производства	Россия

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.