

## Холодильник POZIS RK FNF-170

Медицинские и фармацевтические холодильники

Арт. 575AV



- Тип холодильника: комбинированный
- Форм-фактор холодильника: высокий (напольный)
- Дверцы: непрозрачные металлические
- Температура в холодильнике, °C: 0-10
- Температура в морозильной камере, °C: -18
- Общий объём, л: 314
- Объём холодильной камеры, л: 220
- Объём морозильной камеры, л: 94



Под заказ

### Области применения:

- Здравоохранение

**Наличие регистрационного удостоверения**

## Описание

### Холодильник POZIS RK FNF-170

☒☒☒☒ Комбинированный холодильник POZIS RK FNF-170 предназначен для хранения при температуре от 0 до +10 °C в холодильной камере и при температуре от -18 °C и выше в морозильной камере. ☒☒☒

☒☒☒☒ Объём холодильной камеры: 220 л. ☒☒☒

☒☒☒☒ Автоматические системы оттаивания холодильной и морозильной камеры. Стильная и экономичная светодиодная подсветка рабочей камеры сокращает энергопотребление до 70 % по сравнению с освещением лампами накаливания. ☒☒☒

☒☒☒☒ Суточный расход электроэнергии: 40 кВт·ч. ☒☒☒

☒☒☒☒ Используется для хранения пищевых продуктов в зоне отдыха или общей столовой для персонала. ☒☒☒

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	575AV
Бренд	POZIS
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение
Тип холодильника	комбинированный
Форм-фактор холодильника	высокий (напольный)
Дверцы	непрозрачные металлические
Температура в холодильнике, °C	0-10
Температура в морозильной камере, °C	-18
Общий объём, л	314

Объём холодильной камеры, л	220
Объём морозильной камеры, л	94
Количество компрессоров, шт	1
Хладагент	R600a
Габариты, мм	1860×630×595
Вес, кг	72
Электропитание, В	220
Страна производства	Россия

### **Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.