

Кистевой динамометр НТМИЗ ДК-100

Динамометры



Ваша цена

Розница
6 660 руб.

Оптовая цена
6 435 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здоровоохранение

НДС не облагается

- Диапазон измерений, даН: 10-100
- Цена деления шкалы, даН : 2
- Предел допускаемой абсолютной погрешности, ±даН : 3

Наличие регистрационного удостоверения

ФСР 2008/02239 от 17.03.2008

Описание

Кистевой динамометр НТМИЗ ДК-100

Динамометр НТМИЗ ДК-100 предназначен для измерения мышечной силы кисти у мужчин. Может применяться в клиниках, поликлиниках, больницах, диспансерах, санаториях и спортивных учреждениях.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСР 2008/02239 от 17.03.2008.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Нижнетагильский медико-инструментальный завод
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здоровоохранение
Диапазон измерений, даН	10-100
Цена деления шкалы, даН	2
Предел допускаемой абсолютной погрешности, ±даН	3
Габариты, мм	145×50×25

Вес, кг	0.255
---------	-------

Страна производства	Россия
---------------------	--------

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.