

Комплект зеркального офтальмоскопа Завод Оптик ОЗ-2

Офтальмоскопы и фундус-камеры



Ваша цена

Розница
7 185 руб.

Оптовая цена
7 125 руб.



В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Описание

Комплект зеркального офтальмоскопа Завод Оптик ОЗ-2

Завод Оптик ОЗ-2 – комплект зеркального офтальмоскопа, предназначенный для офтальмологической практики. Используется для исследования глазного дна, роговицы, влаги камер глаза, хрусталика и стекловидного тела. Прибор позволяет оценивать прозрачность оптических сред глаза в проходящем свете, проводить исследование глазного дна методом обратной офтальмоскопии и определять клиническую рефракцию с помощью набора скиаскопических линеек методом теневой пробы.

Для обратной офтальмоскопии применяется дополнительная двояко-выпуклая линза 13 диоптрий (+13D) или 20 диоптрий (+20D), что позволяет получать перевернутое увеличенное изображение глазного дна между лупой и глазом врача.

Комплект удобен в эксплуатации, обладает оптимальной массой и размерами для работы в кабинете офтальмолога и не требует специальных условий хранения.

Особенности

- Возможность исследования прозрачности оптических сред глаза в проходящем свете.
- Обратная офтальмоскопия с использованием дополнительной линзы +13D или +20D.
- Определение клинической рефракции методом теневой пробы.
- Перевернутое увеличенное изображение глазного дна для точной диагностики.
- Компактные габариты и низкая масса, удобство транспортировки и эксплуатации.

Комплектация

- Офтальмоскоп зеркальный.
- Лупа +13 дптр.
- Лупа +20 дптр.
- Диафрагма с круглым отверстием.
- Диафрагма с прямоугольным отверстием.
- Паспорт (инструкция по применению).
- Упаковка.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Модель	ОЗ-2
Световой диаметр зеркал	43 мм
Фокусное расстояние вогнутого зеркала	175 ± 10 мм
Диаметр смотрового отверстия в центре зеркал	3,5 мм

Преимущества

- Позволяет проводить точное исследование глазного дна, роговицы, хрусталика и стекловидного тела.
- Исследование прозрачности оптических сред глаза в проходящем свете для быстрой диагностики.
- Возможность обратной офтальмоскопии с использованием линз +13D или +20D.
- Определение клинической рефракции методом теневой пробы.
- Перевернутое увеличенное изображение глазного дна для точной визуализации структур глаза.
- Компактные габариты 160 × 80 × 30 мм и масса 200 г обеспечивают удобство работы и транспортировки.
- Набор зеркал с различными диаметрами световых отверстий позволяет адаптировать прибор под разные клинические задачи.
- Простая и надёжная конструкция облегчает обслуживание и длительную эксплуатацию.
- Можно работать без электричества, подходит для использования в полевых условиях.
- Подходит для использования в офтальмологических кабинетах и медицинских учреждениях любого уровня.
- Высокая точность изготовления зеркал обеспечивает качественное отображение деталей глазного дна.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Завод Оптик
Страна бренда	Беларусь
Отрасли	Для кабинета офтальмолога
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010039489.pdf
Габариты, мм	160×80×30
Вес, кг	0.2
Страна производства	Беларусь

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.