

Компрессорный ингалятор Little Doctor LD-211C

Ингаляционная терапия



Ваша цена

Розница

3 168 руб.

Оптовая цена

3 141 руб.

Little Doctor

Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Описание

Компрессорный ингалятор Little Doctor LD-211C

Little Doctor LD-211C — компрессорный ингалятор (небулайзер) для проведения аэрозольной терапии заболеваний дыхательных путей. Устройство предназначено для эффективного распыления лекарственных растворов с формированием аэрозоля оптимальной дисперсности, обеспечивающей доставку препарата в верхние и нижние отделы респираторного тракта. Ингалятор оснащён контейнером для хранения принадлежностей и ориентирован на использование в домашних и клинических условиях.

Модель поддерживает активируемый вдохом небулайзер: конструкция формирует различные воздушные потоки при вдохе и выдохе, что повышает эффективность ингаляции и снижает потери препарата. В комплекте предусмотрены распылители А, В и С, позволяющие адаптировать терапию под различные отделы дыхательной системы, а также полный набор масок, мундштуков и назальных насадок.

В зависимости от типа используемого распылителя, частицы различного размера распределяются в аэрозоле следующим образом:

Особенности

- Активируемый вдохом небулайзер с разделением потоков при вдохе и выдохе.
- Повышенная эффективность использования лекарственного раствора за счёт низкого остаточного объёма.
- Возможность применения с широким спектром лекарственных средств.
- Комплект из трёх распылителей для различных отделов дыхательных путей: А (нижние отделы), В (универсальный), С (верхние отделы).
- Полная комплектация: маски для взрослых и детей, мундштуки, назальные насадки.
- Контейнер для хранения принадлежностей.
- Простота эксплуатации и обслуживания.
- Гарантия 3 года.

Комплект поставки

- компрессор
- небулайзер LD-N105
- распылитель ингаляционный «А» LD-N001
- распылитель ингаляционный «В» LD-N002
- распылитель ингаляционный «С» LD-N003
- маска ингаляционная LD-N040 (детская)
- маска ингаляционная LD-N041 (взрослая)
- мундштук ингаляционный LD-N022 (2 шт.)
- насадка для носа LD-N058 (взрослая)
- насадка для носа LD-N059 (детская)
- трубка ингаляционная 2 м LD-N051
- фильтры LD-N055 (5 шт.)
- угловой держатель для небулайзера
- пластиковый бокс
- предохранитель 1 А 250 В (2 шт.)
- руководство по эксплуатации
- гарантийный талон
- упаковка

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Производительность получения аэрозоля (распылитель А)	0.3 мл/мин
Производительность получения аэрозоля (распылитель В)	0.4 мл/мин
Производительность получения аэрозоля (распылитель С)	0.5 мл/мин
Средний размер частиц аэрозоля (MMAD, распылитель А)	3.5 мкм
Средний размер частиц аэрозоля (MMAD, распылитель В)	4.0 мкм
Средний размер частиц аэрозоля (MMAD, распылитель С)	5.0 мкм
Объём резервуара для ингаляционного раствора	10 мл
Остаточный объём ингаляционного раствора	0.5 мл
Максимальное время непрерывной работы	20 мин
Уровень шума	52 дБ
Частота генератора	нет
Таймер	нет
Условия эксплуатации (температура)	от +10 °С до +35 °С
Условия эксплуатации (влажность)	не более 85%
Возрастные ограничения	без ограничения возраста пациента
Гарантия	3 года

Преимущества

- Активируемый вдохом небулайзер повышает эффективность доставки лекарственного аэрозоля в дыхательные пути.
- Разделение воздушных потоков при вдохе и выдохе снижает потери лекарственного средства.
- Низкий остаточный объём ингаляционного раствора обеспечивает максимально полное использование препарата.
- Возможность точного подбора терапии за счёт трёх типов распылителей для разных отделов дыхательной системы.
- Универсальность применения с широким спектром лекарственных растворов.
- Оптимальное распределение частиц аэрозоля позволяет воздействовать как на верхние, так и на нижние дыхательные пути.
- Полная комплектация снижает необходимость дополнительного приобретения аксессуаров.
- Наличие детских и взрослых масок и насадок обеспечивает использование у пациентов разных возрастных групп.
- Компактный небулайзер с контейнером для хранения принадлежностей упрощает хранение и транспортировку.
- Стабильная производительность распыления обеспечивает равномерную ингаляцию на протяжении всей процедуры.
- Низкий уровень шума повышает комфорт проведения ингаляции.
- Простота эксплуатации делает устройство удобным для домашнего использования и медицинских учреждений.
- Надёжная конструкция компрессора обеспечивает длительный срок службы оборудования.
- Гарантия 3 года подтверждает высокую надёжность устройства.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Little Doctor
Страна бренда	Сингапур
Отрасли	Реабилитация, Для дома
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010040799.pdf
Габариты, мм	190×220×125

Вес, кг	1.5
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	60
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.