

## Концентратор кислорода Armed 7F-10L

Концентраторы и увлажнители кислорода

Арт. 1011101



- Особенности концентраторов: есть выход для ингаляций, можно делать кислородные коктейли
- Концентрация КВС на выходе, %:  $\geq 93$
- Производительность на выходе КВС, л/мин: 0...10



Не поставляется

Наличие регистрационного удостоверения

ФСЗ 2010/06858 от 25.05.2010

## Описание

### Концентратор кислорода Armed 7F-10L

Armed 7F-10L с производительностью до 10 л/мин используется при лечении тяжёлых заболеваний дыхательных путей, например, пневмонии. Скорость поступления воздушно-кислородной смеси настраивается с помощью механического регулятора, а отслеживать время работы устройства удобно на цифровом дисплее.

В конструкции используются цеолитовые колонки (а не кислородные баллоны), поэтому эксплуатация прибора абсолютно безопасна.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСЗ 2010/06858 от 25.05.2010.

В комплект поставки входят диффузор; 2-метровая канюля; 5-метровая канюля и набор для ингаляций.

## Преимущества

### Преимущества Armed 7F-10L

- Простое управление. С помощью интуитивно понятной панели управления можно без труда настроить концентратор для проведения кислородотерапии. Специальный дисплей отображает время работы устройства.
- Безопасность. Устройство безопасно благодаря отсутствию взрывоопасных кислородных баллонов в конструкции.
- Производительность. Высокая производительность позволяет использовать его для помощи при лечении тяжёлых заболеваний дыхательных путей в стационаре или в домашних условиях.
- Манёвренность. Специальные колёса помогают перевозить устройство в другие помещения, не царапая при этом пол.
- Встроенный выход для ингаляций. Дополнительный выход для аэрозольных ингаляций позволяет эффективно распылять лекарственные средства на мелкие частицы.
- Можно делать коктейли. Используйте его для приготовления вкусных и полезных кислородных коктейлей (для этого нужен специальный коктейлер, который покупается отдельно).
- Простое обслуживание. Для своевременного обслуживания нужно только менять воду в увлажнителе после каждой процедуры и раз в полгода промывать фильтр.
- Надёжность. Корпус устройства изготовлен из пластика высокой прочности.

## Характеристики

Параметр:

Показатель:

Артикул	1011101
Бренд	Армед
Страна бренда	Россия
Особенности концентраторов	есть выход для ингаляций, можно делать кислородные коктейли
Концентрация КВС на выходе, %	≥93
Производительность на выходе КВС, л/мин	0...10
Производительность (воздушный поток) на выходе для ингаляций, л/мин	10...21
Максимальное давление на выходе КВС, кПа	62
Максимальное давление на выходе для ингаляций, кПа	150
Уровень шума, дБ	57
Габариты, мм	420×360×680
Вес, кг	34
Вес в упаковке, кг	38
Габариты в упаковке, см	57×50×81
Электропитание, В	220±22
Потребляемая мощность, Вт	850
Страна производства	Китай

#### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.