

Концентратор кислорода Armed 7F-5L

Концентраторы и увлажнители кислорода

Арт. 1011701



- Особенности концентраторов: есть выход для ингаляций, можно делать кислородные коктейли
- Концентрация КВС на выходе, %: ≥93
- Производительность на выходе КВС, л/мин: 0...5



Под заказ

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

Концентратор кислорода Armed 7F-5L

Armed 7F-5L с производительностью до 5 л/мин используется при лечении тяжёлых заболеваний дыхательных путей, например, пневмонии.

Дополнительно оснащён специальным выходом для ингаляций. На дисплее отображается время работы концентратора в часах и минутах. Скорость движения воздушно-кислородной смеси легко настраивается механическим регулятором, расположенным слева.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСЗ 2010/06858 от 25.05.2010.

В комплект поставки входят диффузор; 2-метровая канюля; 5-метровая канюля и набор для ингаляций.

Преимущества

Преимущества Armed 7F-5L

- Простое управление. С помощью интуитивно понятной панели управления можно без труда настроить концентратор для проведения кислородотерапии. Специальный дисплей отображает время работы устройства.
- Безопасность. Устройство безопасно благодаря отсутствию взрывоопасных кислородных баллонов в конструкции.
- Манёвренность. Специальные колёса помогают перевозить устройство в другие помещения, не царапая при этом пол.
- Встроенный выход для ингаляций. Дополнительный выход для аэрозольных ингаляций позволяет эффективно распылять лекарственные средства на мелкие частицы.
- Можно делать коктейли. Используйте его для приготовления вкусных и полезных кислородных коктейлей (для этого нужен специальный коктейлер, который покупается отдельно).
- Простое обслуживание. Для своевременного обслуживания нужно только менять воду в увлажнителе после каждой процедуры и раз в полгода промывать фильтр.
- Надёжность. Корпус устройства изготовлен из пластика высокой прочности.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Артикул

1011701

Бренд	Армед
Страна бренда	Россия
Особенности концентраторов	
	есть выход для ингаляций, можно делать кислородные коктейли
Концентрация КВС на выходе, %	≥93
Производительность на выходе КВС, л/мин	0...5
Производительность (воздушный поток) на	
выходе для ингаляций, л/мин	10...21
Максимальное давление на выходе КВС, кПа	45
Максимальное давление на выходе для	
ингаляций, кПа	150
Уровень шума, дБ	55
Габариты, мм	420×360×680
Вес, кг	26.8
Вес в упаковке, кг	31
Габариты в упаковке, см	58×50×81
Электропитание, В	220±22
Потребляемая мощность, Вт	650
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.