

## Концентратор кислорода Armed 8F-5

Концентраторы и увлажнители кислорода

Арт. 1012101



### Ваша цена

Розница

**0 руб.**

Оптовая цена  
По запросу



Под заказ

НДС не облагается

- Особенности концентраторов: можно делать кислородные коктейли
- Концентрация КВС на выходе, %:  $\geq 93$
- Производительность на выходе КВС, л/мин: 0...5

### Наличие регистрационного удостоверения

Array

## Описание

### Концентратор кислорода Armed 8F-5

Armed 8F-5 с производительностью до 5 л/мин используется при лечении тяжёлых заболеваний дыхательных путей, например, пневмонии. Выполнен в классическом стиле с простой и удобной панелью управления. На дисплее отображается время работы устройства в часах и минутах. Скорость движения воздушно-кислородной смеси легко настраивается механическим регулятором.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСЗ 2012/12672 от 15.08.2012.

В комплект поставки входят диффузор; 2-метровая канюля и 5-метровая канюля.

## Преимущества

- Простое управление. Устройство управляется интуитивно понятно и просто. Дисплей на панели управления отображает время работы концентратора в часах и минутах.
- Безопасность. Устройство безопасно благодаря отсутствию взрывоопасных кислородных баллонов в конструкции.
- Манёвренность. Специальные колёса помогают перевозить устройство в другие помещения, не царапая при этом пол.
- Можно делать коктейли. Используйте его для приготовления вкусных и полезных кислородных коктейлей (для этого нужен специальный коктейлер, который покупается отдельно).
- Простое обслуживание. Для своевременного обслуживания нужно только менять воду в увлажнителе после каждой процедуры и раз в полгода промывать фильтр.
- Надёжность. Корпус устройства изготовлен из пластика высокой прочности.

## Характеристики

Параметр:

Показатель:

Артикул

1012101

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| <b>Бренд</b>                                    | Армед                             |
| <b>Страна бренда</b>                            | Россия                            |
| <b>Особенности концентраторов</b>               | можно делать кислородные коктейли |
| <b>Концентрация КВС на выходе, %</b>            | ≥93                               |
| <b>Производительность на выходе КВС, л/мин</b>  | 0...5                             |
| <b>Максимальное давление на выходе КВС, кПа</b> | 45                                |
| <b>Уровень шума, дБ</b>                         | 55                                |
| <b>Габариты, мм</b>                             | 390×340×590                       |
| <b>Вес, кг</b>                                  | 23.4                              |
| <b>Вес в упаковке, кг</b>                       | 25                                |
| <b>Габариты в упаковке, мм</b>                  | 49×41×66                          |
| <b>Электропитание, В</b>                        | 220±22                            |
| <b>Потребляемая мощность, Вт</b>                | 600                               |
| <b>Страна производства</b>                      | Китай                             |

#### **Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.