

## Кронштейн для аквадистиллятора ДЭ-4М/ДЭ-10М

Сопутствующее оборудование и расходные материалы



#### Ваша цена

Розница **Оптовая цена 8 568 руб. 8 364 руб.** 



В наличии

С учетом НДС 20 %

Наличие регистрационного удостоверения

Array

### Описание

### Кронштейн для дистиллятора ДЭ-4, ДЭ-10М

Кронштейн с подставкой предназначен для настенного крепления аквадистиллятора серии ДЭ.

Кронштейн необходимо закрепить на стене строго горизонтально.

Использование кронштейна не по назначению, а также нагрузка посторонними предметами не допускается.

# Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Электромедоборудование
Страна бренда	Россия
Габариты, мм	280×280×279
Страна производства	Россия

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.