


Кварцевые кюветы для спектрофотометров КФК

Кюветы и запчасти



Ваша цена

Розница

1 529 руб.

Оптовая цена

1 474 руб.

**Сделано
в России**

В наличии

С учетом НДС 22 %

- Материал кювет: кварц
- Подходит для: спектрофотометров КФК

Описание

Кварцевые кюветы для спектрофотометров серии КФК

Сделаны из плавленного кварца, отличаются химической стойкостью, повышенной твёрдостью и имеют большой срок эксплуатации.

В отличие от стеклянных кювет могут работать в расширенном оптическом диапазоне — от 190 до 1100 нм (в ультрафиолетовой, видимой и ближней инфракрасной области спектра).

Размер кювет (длина оптического пути): от 1 до 100 мм.

Произведены в России.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

Сделано в России

Страна бренда

Россия

Материал кювет

кварц

Подходит для

спектрофотометров КФК

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описание в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.