

Графитовая кювета без пиропокрытия для РГП-915

Оборудование для атомно-абсорбционных спектрометров

Арт. 51001658

Ваша цена

Розница

5 765 руб.

Оптовая цена

5 551 руб.



Под заказ

С учетом НДС 22 %

- Подходит для: приставки РГП-915

Описание

Графитовая кювета без пиропокрытия для «РГП-915»

Кювета без пиропокрытия используется для работы ртутно-гидридной приставки «РГП-915» в атомно-абсорбционных спектрометрах «МГА-1000».

Продается поштучно.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Артикул

51001658

Бренд

Люмэкс

Страна бренда

Россия

Подходит для

приставки РГП-915

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.