

## Лабораторные весы ViBRA AB-12001RCE

Аналитические и лабораторные весы



### Ваша цена

Розница  
**105 469 руб.\***

**\$1,355**

Оптовая цена  
**87 099 руб.**

**\$1,119**



Под заказ

\* ориентировочная цена на 10.04.2026, актуальную цену уточняйте у менеджера

С учетом НДС 22 %

- Тип весов: лабораторные
- Наибольший предел взвешивания (НПВ), г: 12000
- Дискретность, г: 0,1
- Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г: 5
- Калибровка: внутренняя
- Класс точности: Высокий (II)

## Описание

### Лабораторные весы ViBRA AB-12001RCE

Высокая точность и фирменная надёжность, лучшее сочетание цена-качество!

Весы серии АВ совмещают в себе все преимущества датчика Tuning-Fork и привлекательную цену. Отличное решение для ежедневной лабораторной работы. В серии представлены модели с Max от 320 г до 12 кг и дискретностью от 0.001 до 0.1 г. Вся серия оснащена автоматической внутренней калибровкой, имеет возможность автономного питания от батарей, а весы с Max до 620 г включительно поставляются в комплекте с легкосъёмной ветрозащитой. Пластиковый защитный чехол на корпус весов в комплекте.

Весы внесены в Государственный реестр средств измерений РФ (Госреестр СИ): &#8470; [63830-16](#). Срок свидетельства: до 18.04.2026.

Легкосъёмная стеклянная ветрозащита

Упрощает измерение самых различных образцов путём монтажа / демонтажа ветрозащиты. Для весов Max до 620 г высота ветрозащиты 160 мм.

Яркий LCD дисплей

На чётком, ярком и большом LCD дисплее пользователь может без ошибок прочесть показания даже при слабом освещении.

Автоматическая встроенная калибровка

На всём диапазоне MAX (для моделей с индексом RCE). Это уникальное предложение для весов данного класса.

Увеличенная до 140 миллиметров платформа

Увеличенная грузоприёмная платформа позволяет взвешивать объёмные образцы и контейнеры.

Возможность автономного питания (опция)

Опционально все весы серии имеют возможность непрерывной работы до 150 ч от сухих батарей.

Функции:

- Счётный режим.
- Процентное взвешивание.
- Режим компаратора.

## Преимущества

### Преимущества ViBRA AB-12001RCE

Уникальные преимущества весов ViBRA с датчиком Tuning-Fork:

- Самые надёжные весы в мире – гарантия 7 лет.
- Самый быстрый вход в рабочий режим – в течение 1 минуты.
- Самая большая устойчивость к перегрузу – до 15 раз.
- Единственные точные весы, взвешивающие ферромагнитные материалы без дополнительных приспособлений.
- Самая низкая зависимость показаний от внешних вибраций и изменения температуры.

## Характеристики

| Параметр:                               | Показатель:   |
|---|---|
| Бренд                                   | ViBRA   |
| Страна бренда                           | Япония  |
| Ссылка на документы                     | <a href="https://tech.nv-lab.ru/links/SI-00000075607.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/SI-00000075607.pdf</a> |
| Тип весов                               | лабораторные  |
| Наибольший предел взвешивания (НПВ), г  | 12000   |
| Дискретность, г                         | 0,1   |
| Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г | 5   |
| Калибровка                              | внутренняя  |
| Класс точности                          | Высокий (II)  |
| Размер платформы, мм                    | 190×190   |
| Интерфейс                               | RS-232  |
| Габариты, мм                            | 196×293×89  |
| Вес, кг                                 | 2.6   |
| Страна производства                     | Китай   |

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.