

Логгер данных температуры Testo 176 T1

USB-логгеры Арт. 0572 1761



- Измеряет: температуру
- Особенности: без дисплея
- Диапазон измерения, °C: -35...+70



Под заказ

Области применения:

- Торговля

Описание

Логгер данных температуры Testo 176-T1

Testo 176-T1 — это одноканальный логгер данных температуры в металлическом корпусе с высокоточным внутренним сенсором Pt100. Он отлично подходит для регистрации значений температуры в холодильных и морозильных помещениях в течение длительного периода. Металлический корпус обеспечивает устойчивость к механическим воздействиям, к примеру, падениям.

Большой объём памяти рассчитан на запись 2 млн. значений. Частоту измерений можно менять от 1 секунды до 24 часов.

Для конфигурации логгера потребуется USB-кабель, который нужно приобрести отдельно. Передача данных на компьютер возможна либо с помощью USB-кабеля, либо SD-карты (также приобретается отдельно).

Внесён в Государственный реестр средств изменений.

Работает от батареек типа AA, батарейка входит в комплект. Одного комплекта батареек (1 шт.) хватает примерно на восемь лет работы. Батарейку легко можно заменить самостоятельно.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	0572 1761
Бренд	Testo
Страна бренда	Германия
Отрасли	Торговля
Измеряет	температуру
Особенности	без дисплея
Диапазон измерения, °C	-35...+70
Погрешность, °C	0,2

Разрешение, °C	0,1
Габариты, мм	103×63×33
Вес, кг	0.39

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.