

Люксметр Testo 540

Приборы контроля параметров окружающей среды



Ваша цена

Розница

28 875 руб.

Оптовая цена

28 394 руб.



Под заказ

С учетом НДС 22 %

- Измеряет: освещённость

Описание

Люксметр Testo 540

Люксметр Testo 540 предназначен для измерения освещённости в видимой области спектра. Сенсор адаптируется к спектральной чувствительности глаза. Диапазон измерений: от 0 до 99 999 люкс с погрешностью ± 3 люкс или ± 3 %. Разрешение: 1 люкс (в диапазоне от 0 до 19 999 люкс) или 10 люкс (в остальном диапазоне).

Testo 540 — это очень компактный, лёгкий и удобный в эксплуатации прибор. Отображение максимальных или минимальных значений на дисплее происходит нажатием одной кнопки. Текущее значение показаний можно зафиксировать на дисплее нажав кнопку HOLD.

Прибор внесён в Государственный реестр средств измерений.

Работает от батареек типа AAA, батарейки входят в комплект. Одного комплекта батареек (2 шт.) хватает примерно на 200 часов работы.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Testo
Страна бренда	Германия
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/SI-00000076494.pdf
Измеряет	освещённость
Габариты, мм	133×46×25
Вес, кг	0.095

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения

ее от производителей.