

## Люминесцентный облучатель для диагностики грибковых поражений кожи «Сапфир»

Прочее оборудование



■ PETROLASER

Под заказ

**Области применения:**

- Здравоохранение

### Описание

#### Облучатель люминесцентный для диагностики грибковых поражений кожи «Сапфир»

Предназначен для люминесцентной диагностики микозов (грибковых заболеваний) и некоторых видов дерматозов у людей и животных. Применяется в больницах, поликлиниках, санаториях, кожных диспансерах, в детских учреждениях при проведении профилактических осмотров.

В качестве источника ультрафиолетового света используются две ртутно-кварцевые лампы общей мощностью 18 Вт, смонтированные в прочном корпусе, обеспечивающем наблюдение наведённой люминесценции через встроенную линзу Френеля с фильтром, что защищает глаза оператора от вредного воздействия ультрафиолета.

УФ-излучение ламп проецируется на исследуемый объект через чёрный увиолевый светофильтр, имеющий максимум пропускания в области 365 нм. Это решение значительно повышает контрастность наблюдаемого изображения. Этому также способствует конструкция облучателя в виде «домика», создающая дополнительное затемнение просматриваемого участка.

Облучатель снабжён защитным прозрачным фильтром, отсекающим не менее 99% отражённого и рассеянного УФ-излучения. Фильтр не влияет на восприятие цвета наблюдаемой картины люминесценции. Защитный фильтр сблокирован с линзой Френеля 2х.

Встроенная линза позволяет рассматривать детали исследуемого участка более, чем с двукратным увеличением и более надёжно проводить люминесцентную диагностику.

С помощью люминесцентного облучателя можно определять заболевания кожи не только на открытых участках, но и под ногтями, волосами, на слизистых оболочках. Облучатель «Сапфир» позволяет диагностировать: трубевидный лишай, витилиго, эритразму, трихофитию (стригущий лишай), порфирию, грибковые поражения (кандидоз), фавусы, красную системную волчанку, некоторые виды онкологии.

### Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Петролазер
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для кабинета дерматолога
Ссылка на документы	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010016993.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010016993.pdf</a>

Габариты, мм	310 × 135 × 40
--------------	----------------

Вес, кг	1
---------	---

Электропитание, В	220
-------------------	-----

Страна производства	Россия
---------------------	--------

### **Дисклеймер:**

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.