

Малая полипропиленовая мойка Runwangda WJH0356A

Сантехнические принадлежности для лабораторий



Ваша цена

Розница

990 руб.

Оптовая цена

953 руб.

RW 1982

В наличии

С учетом НДС 22 %

Описание

Малая полипропиленовая мойка Runwangda WJH0356A

Малая полипропиленовая мойка Runwangda WJH0356A используется в вытяжных шкафах серии HBK.

Выполнена целиком из полипропилена, который устойчив к продолжительному воздействию концентрированных кислот, щелочей и органических растворителей. Она отлично выдерживает воздействие химических реактивов.

Глубина раковины: 122 мм.

Внутренние размеры (В×Ш×Г): 218×115×122 мм.

Габаритные размеры (В×Ш×Г): 252×150×125 мм.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Runwangda
Страна бренда	Китай
Серия	HB-Кофморт
Тип	мойка
Габариты, мм	218×115×122
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.