

Манометр дифференциального давления Testo 512

Манометры



- Измеряет: давление, скорость потока воздуха
- Диапазон измерения дифф. давления, Па: 0...200 000



Под заказ

Описание

Манометр дифференциального давления Testo 512

Testo 512 — это компактный цифровой манометр с температурной компенсацией для измерения давления, разрежения и дифференциального давления неагрессивных газов. Его используют для проведения измерений в системах нагрева, вентиляции и кондиционирования.

Доступны четыре модификации манометра Testo 512:

- Диапазон измерения от 0 до 2 гПа.
- Диапазон измерения от 0 до 20 гПа.
- Диапазон измерения от 0 до 200 гПа.
- Диапазон измерения от 0 до 2000 гПа (без измерения скорости потока и измерения в паскалях).

Параметр Testo 512 (от 0 до 2 гПа) Testo 512 (от 0 до 20 гПа) Testo 512 (от 0 до 200 гПа) Testo 512 (от 0 до 2000 гПа)

Артикул 0560 5126 0560 5127 0560 5128 0560 5129

Диапазон измерения 0...+2 гПа
 +2...+17,5 м/с
 39 ...3445 фут/мин 0...+20 гПа
 +5...+55 м/с
 985...10830 фут/мин 0...+200 гПа
 +10...+100 м/с
 1970...19690 фут/мин 0...+2000 гПа

Погрешность 0,5 % полн. шкалы 0,5 % полн. шкалы 0,5 % полн. шкалы 0,5 % полн. шкалы

Разрешение 0,001 гПа
 0,1 м/с
 0,1 фут/мин 0,001 гПа
 0,1 м/с
 0,1 фут/мин 0,1 гПа
 0,1 м/с
 0,1 фут/мин 1 гПа

Перегрузка ±10 гПа ±200 гПа ±2000 гПа ±4000 гПа
 Testo 512 одновременно отображает давление и скорость потока (кроме модели с диапазоном от 0 до 2000 гПа) на большом дисплее с подсветкой. Текущее значение показаний можно зафиксировать на дисплее нажав кнопку HOLD. Максимальное и минимальное значения отображаются на дисплее и сохраняются в памяти прибора. Предусмотрена настройка сглаживания пульсаций для плавного вычисления среднего значения и встроенная компенсация плотности.

Данные измерений, а также максимальное и минимальное значения можно распечатать прямо на месте замера с указанием даты и времени. Для этого нужен беспроводной принтер Testo (приобретается отдельно).

Прибор внесён в Государственный реестр средств измерений.

Работает от батарейки типа «Крона», батарейка входит в комплект. Одного комплекта хватает примерно на 120 часов работы.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Testo
Страна бренда	Германия
Измеряет	давление, скорость потока воздуха
Диапазон измерения дифф. давления, Па	0...200 000
Габариты, мм	202×57×42
Вес, кг	0.3

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.