

## Манжета-талия для аппарата прессотерапии Won Industry LC-600 или LC-600S размер 120–122 см

Прессотерапия и лимфодренаж



**Ваша цена**

Розница

**22 131 руб.**

Оптовая цена

**21 246 руб.**



В наличии

**Области применения:**

- Здравоохранение

С учетом НДС 22 %

### Описание

#### Дополнительная манжета-талия для аппарата прессотерапии Won Industry LC-600 / LC-600S

Манжета-талия Won Industry — дополнительный аксессуар, совместимый с аппаратами прессотерапии LC-600 и LC-600S.

Имеет шесть воздушных отсеков, равномерно распределённых по периметру, что обеспечивает плотное прилегание к поверхности тела и согласованную подачу воздуха при подключении к основному устройству.

Манжета-талия такого же размера входит в стандартную комплектацию указанных моделей аппаратов. Может быть использована как запасной элемент или при необходимости параллельного применения нескольких комплектов.

Изготовлена из прочных и гигиеничных материалов, предназначенных для многократного использования в условиях медицинских и косметологических учреждений.

В линейке производителя также представлены дополнительные манжеты на ноги и на руку.

#### Технические характеристики

| Параметр                     | Значение                                      |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Совместимость                | Won Industry LC-600, LC-600S                  |
| Количество воздушных отсеков | 6                                             |
| Материал                     | Многослойный медицинский полиуретан           |
| Тип подключения              | Стандартный разъём для моделей LC-600/LC-600S |
| Цвет                         | Серый                                         |
| Исполнение                   | Гибкое, с фиксирующими липучками              |
| Назначение                   | Дополнительный аксессуар                      |

### Преимущества

Дополнительная манжета-талия для аппаратов прессотерапии Won Industry LC-600 и LC-600S разработана с учётом анатомических особенностей пациента и требований к эффективности лимфодренажной терапии. Использование качественных материалов и точная сегментация обеспечивают высокий уровень комфорта и результативности при проведении процедуры.

- Шесть воздушных отсеков — равномерное распределение давления по всей зоне талии для максимально эффективного дренажа.
- Совместимость с аппаратами Won Industry LC-600 и LC-600S — быстрое подключение и работа без необходимости дополнительной настройки.
- Надёжные материалы медицинского класса — износостойкость, устойчивость к деформации и гипоаллергенность.
- Универсальный размер — подходит большинству пациентов, включая с разной комплекцией.

- Простота дезинфекции и многократное использование — удобно для повседневной клинической практики.
- Дополнительный аксессуар — позволяет расширить функциональность оборудования без покупки нового аппарата.

Манжета-талия является необходимым элементом для углублённой проработки поясничной и брюшной зоны, способствуя улучшению кровообращения, лимфооттока и общему оздоровлению пациента в процессе прессотерапии.

## Характеристики

| Параметр:           | Показатель:                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------|
| Бренд               | Won Industry                                         |
| Страна бренда       | Южная Корея                                          |
| Отрасли             | Здравоохранение, Реабилитация, Эстетическая медицина |
| Страна производства | Южная Корея                                          |

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.