

Медицинская инструментальная тележка ТИ-2-ВШ-01-КРОНТ-1

Тележки внутрикорпусные



Ваша цена

Розница Оптовая цена **13 426 руб. 12 929 руб.**



Под заказ

НДС не облагается

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

Медицинская инструментальная тележка ТИ-2-ВШ-01-КРОНТ-1

Тележка ТИ-2-ВШ-01-КРОНТ-1 предназначена для компактного размещения и транспортировки предметов медицинского назначения внутри различных отделений, а также в процедурных и перевязочных кабинетах медицинских организаций.

Используется для компактного размещения и транспортировки предметов медицинского назначения внутри различных отделений, а также в процедурных, перевязочных кабинетах медицинских организаций.

В отличие от тележки TИ-2-BШ-01-KPOHT, у этой модели отсутствует стойка для размещения в держателях 2-х медицинских флаконов для внутривенных вливаний.

Особенности

- Рамная конструкция из металлических труб круглого сечения с порошковым покрытием.
- Несварная конструкция для облегчения санитарной обработки.
- 2 поддона, 2 выдвижных ящика и 2 навесные полки.
- Цельнолитые поддоны, ящики и полки из ударопрочного полипропилена.
- Ящики с блокировкой от выпадения и легкосъёмные поддоны.
- Поворотные колёсные опоры **№**100 мм с резиновым ободом и тормозом.
- Пластиковые амортизирующие отражатели на каждой опоре.
- Белый цвет поддонов, ящиков и полок.

Технические характеристики

Характеристика Значение		
Количество поддонов 2		
Количество выдвижных ящиков 2		
Количество навесных полок 2		
Стойка для медицинских флаконов отсутствует		
Грузоподъёмность, кг 50 (равномерно распределённая по поддонам); нагрузка на 1 ящик – не более 3 кг		
Рабочая поверхность поддонов (Д \times Ш \times В), мм	770 × 400 × 13	
Расстояние между ящиками и поддоном, мм	400	
Внутренние размеры ящика (Г × Ш × В), мм	375 × 270 × 100	
Срок службы, лет 5		

Преимущества



Тележка ТИ-2-ВШ-01-КРОНТ-1 предлагает множество преимуществ, которые делают её незаменимым инструментом для хранения и транспортировки медицинских предметов внутри медицинских учреждений:

- Прочная рамная конструкция из металлических труб с порошковым покрытием обеспечивает надёжность и долговечность тележки.
- Несварная конструкция облегчает санитарную обработку и поддержание чистоты.
- ullet 2 поддона, 2 выдвижных ящика и 2 навесные полки оптимальная организация хранения медицинских предметов.
- Цельнолитые поддоны, ящики и полки из ударопрочного полипропилена стойкость к механическим повреждениям и химическим веществам.
- \bullet Ящики с блокировкой от выпадения и легкосъёмные поддоны удобство эксплуатации и санитарной обработки.
- Поворотные колёсные опоры №100 мм с резиновым ободом простая транспортировка и устойчивость тележки.
- Тормоза на двух колёсах, расположенных по диагонали дополнительная безопасность при фиксации тележки.
- Пластиковые амортизирующие отражатели на каждой опоре защита от ударов и повышенная манёвренность.
- Белый цвет поддонов, ящиков и полок эстетичный и профессиональный вид в помещениях медицинских учреждений.
- Допускается обработка любыми дезинфицирующими средствами, разрешёнными в РФ лёгкость поддержания санитарных норм.

Тележка ТИ-2-ВШ-01-КРОНТ-1 обеспечивает удобство, безопасность и надёжность при транспортировке и хранении медицинских материалов, делая её незаменимым элементом оснащения процедурных и перевязочных кабинетов.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	КРОНТ
Страна бренда	Россия
Габариты, мм	890 × 525 × 1 250
Вес, кг	17
Габариты в упаковке, мм	1 020 × 270 × 500
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.