

## Медицинская инструментальная тележка ТИ-2-ВШ-01-КРОНТ-1

Тележки внутрикорпусные



### Ваша цена

Розница  
**13 426 руб.**

Оптовая цена  
**12 929 руб.**



Под заказ

НДС не облагается

## Описание

### Медицинская инструментальная тележка ТИ-2-ВШ-01-КРОНТ-1

Тележка ТИ-2-ВШ-01-КРОНТ-1 предназначена для компактного размещения и транспортировки предметов медицинского назначения внутри различных отделений, а также в процедурных и перевязочных кабинетах медицинских организаций.

Используется для компактного размещения и транспортировки предметов медицинского назначения внутри различных отделений, а также в процедурных, перевязочных кабинетах медицинских организаций.

В отличие от [тележки ТИ-2-ВШ-01-КРОНТ](#), у этой модели отсутствует стойка для размещения в держателях 2-х медицинских флаконов для внутривенных вливаний.

### Особенности

- Рамная конструкция из металлических труб круглого сечения с порошковым покрытием.
- Несварная конструкция для облегчения санитарной обработки.
- 2 поддона, 2 выдвижных ящика и 2 навесные полки.
- Цельнолитые поддоны, ящики и полки из ударопрочного полипропилена.
- Ящики с блокировкой от выпадения и легкосъёмные поддоны.
- Поворотные колёсные опоры 100 мм с резиновым ободом и тормозом.
- Пластиковые амортизирующие отражатели на каждой опоре.
- Белый цвет поддонов, ящиков и полок.

### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Количество поддонов	2
Количество выдвижных ящиков	2
Количество навесных полок	2
Стойка для медицинских флаконов	отсутствует
Грузоподъёмность, кг на 1 ящик – не более 3 кг	50 (равномерно распределённая по поддонам); нагрузка
Рабочая поверхность поддонов (Д × Ш × В), мм	770 × 400 × 13
Расстояние между ящиками и поддоном, мм	400
Внутренние размеры ящика (Г × Ш × В), мм	375 × 270 × 100
Срок службы, лет	5

## Преимущества

Тележка ТИ-2-ВШ-01-КРОНТ-1 предлагает множество преимуществ, которые делают её незаменимым инструментом для хранения и транспортировки медицинских предметов внутри

медицинских учреждений:

- Прочная рамная конструкция из металлических труб с порошковым покрытием — обеспечивает надёжность и долговечность тележки.
- Несварная конструкция — облегчает санитарную обработку и поддержание чистоты.
- 2 поддона, 2 выдвижных ящика и 2 навесные полки — оптимальная организация хранения медицинских предметов.
- Цельнолитые поддоны, ящики и полки из ударопрочного полипропилена — стойкость к механическим повреждениям и химическим веществам.
- Ящики с блокировкой от выпадения и легкосъёмные поддоны — удобство эксплуатации и санитарной обработки.
- Поворотные колёсные опоры 100 мм с резиновым ободом — простая транспортировка и устойчивость тележки.
- Тормоза на двух колёсах, расположенных по диагонали — дополнительная безопасность при фиксации тележки.
- Пластиковые амортизирующие отражатели на каждой опоре — защита от ударов и повышенная манёвренность.
- Белый цвет поддонов, ящиков и полок — эстетичный и профессиональный вид в помещениях медицинских учреждений.
- Допускается обработка любыми дезинфицирующими средствами, разрешёнными в РФ — лёгкость поддержания санитарных норм.

Тележка ТИ-2-ВШ-01-КРОНТ-1 обеспечивает удобство, безопасность и надёжность при транспортировке и хранении медицинских материалов, делая её незаменимым элементом оснащения процедурных и перевязочных кабинетов.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	КРОНТ
<b>Страна бренда</b>	Россия
<b>Ссылка на документы</b>	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000033229.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000033229.pdf</a>
<b>Габариты, мм</b>	890 × 525 × 1 250
<b>Вес, кг</b>	17
<b>Габариты в упаковке, мм</b>	1 020 × 270 × 500
<b>Страна производства</b>	Россия

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.