

## Медицинская инструментальная тележка ТИ-2-ВШ-01-КРОНТ

Тележки внутрикорпусные



### Ваша цена

Розница  
**17 672 руб.**

Оптовая цена  
**17 018 руб.**



Под заказ

НДС не облагается

## Описание

### Медицинская инструментальная тележка ТИ-2-ВШ-01-КРОНТ

Тележка ТИ-2-ВШ-01-КРОНТ — предназначена для компактного размещения и транспортировки предметов медицинского назначения внутри различных отделений, а также в процедурных и перевязочных кабинетах медицинских организаций. Рамная конструкция выполнена из металлических труб круглого сечения с порошковым покрытием и несварная, что облегчает санитарную обработку.

На рамной конструкции размещены 2 поддона, 2 выдвижных ящика, 2 навесные полки и стойка для размещения в держателях 2-х медицинских флаконов для внутривенных вливаний. Тележка оснащена поворотными колёсными опорами  $\varnothing$ 100 мм с резиновым ободом, два из четырёх колес с тормозом, каждая опора оборудована пластиковым амортизирующим отражателем.

Цельнолитые поддоны, ящики и навесные полки изготовлены из ударопрочного полимерного материала (полипропилена). Ящики оснащены блокировкой от выпадения и извлекаются без применения инструмента. Поддоны самофиксирующиеся и легкосъёмные, допускается обработка любыми дезинфицирующими средствами, разрешёнными в РФ для дезинфекции поверхностей.

### Особенности

- Рамная конструкция из металлических труб с порошковым покрытием.
- 2 цельнолитых поддона и 2 выдвижных ящика с блокировкой от выпадения.
- 2 навесные полки и стойка для размещения 2-х медицинских флаконов.
- Поворотные колёсные опоры  $\varnothing$ 100 мм с резиновым ободом, два колеса с тормозом.
- Поддоны самофиксирующиеся и легкосъёмные для удобства санитарной обработки.
- Материал поддонов, ящиков и полок — ударопрочный полипропилен.
- Обработка разрешёнными дезинфицирующими средствами.
- Компактные размеры и удобство эксплуатации.
- Срок службы — 5 лет.

### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Количество поддонов	2
Количество выдвижных ящиков	2
Количество навесных полок	2
Стойка для медицинских флаконов	наличие
Цвет поддонов, ящиков и полок	белый
Грузоподъёмность, кг	50 (равномерно распределённая по поддонам); нагрузка на 1 ящик — не более 3 кг
Рабочая поверхность поддонов (Д × Ш × В), мм	770 × 400 × 13
Расстояние между ящиками и поддоном, мм	400
Внутренние размеры ящика (Г × Ш × В), мм	375 × 270 × 100
Срок службы, лет	5

## Преимущества

Тележки ТИ-2-ВШ-01-КРОНТ обладают рядом преимуществ, которые делают их незаменимыми для организации рабочего пространства и транспортировки медицинских инструментов и материалов:

- Прочная рамная конструкция из металлических труб с порошковым покрытием – обеспечивает долговечность и устойчивость.
- 2 цельнолитых поддона и 2 выдвижных ящика с блокировкой от выпадения – безопасное хранение и удобный доступ к инструментам.
- 2 навесные полки и стойка для размещения 2-х медицинских флаконов – компактное размещение вспомогательных материалов.
- Поворотные колёсные опоры  $\varnothing$ 100 мм с резиновым ободом, два колеса с тормозом – удобство перемещения и фиксирование тележки на месте.
- Цельнолитые элементы из ударопрочного полипропилена – долговечность и устойчивость к механическим повреждениям.
- Поддоны самофиксирующиеся и легкосъёмные – удобство санитарной обработки и дезинфекции.
- Компактные размеры и оптимальная грузоподъёмность – 50 кг равномерно по поддонам, нагрузка на 1 ящик – до 3 кг.
- Срок службы до 5 лет – надёжность и долговечность эксплуатации.
- Универсальное использование в процедурных, перевязочных кабинетах и отделениях медицинских организаций.
- Лёгкость сборки и обслуживания – не требует специального инструмента для извлечения ящиков и поддонов.

Тележки КРОНТ ТИ-2-ВШ-01 обеспечивают удобство, безопасность и эффективность организации рабочего места медицинского персонала.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	КРОНТ
Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000074884.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000074884.pdf</a>
Габариты, мм	890 × 525 × 1 830
Вес, кг	20
Габариты в упаковке, мм	1 020 × 270 × 500
Страна производства	Россия

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.