

Медицинская смотровая кушетка ДЗМО КМС-1

Осмотровые и процедурные столы, кушетки



Ваша цена

Розница
25 300 руб.

Оптовая цена
20 595 руб.



В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Описание

Медицинская смотровая кушетка ДЗМО КМС-1

Медицинская смотровая кушетка ДЗМО КМС-1 предназначена для размещения пациентов при проведении осмотров, диагностических и лечебных процедур в медицинских учреждениях различного профиля. Конструкция обеспечивает удобство пациента и комфорт работы медицинского персонала.

Кушетка имеет двухсекционное ложе с регулируемым подголовником. Изменение угла наклона подголовника осуществляется с помощью механизмов «Растомат», что позволяет быстро подобрать оптимальное положение пациента во время обследования.

Ложе выполнено из фанерного листа с набивкой из пенополиуретана толщиной 30 мм и обтянуто винилискожей по бесшовной технологии. Кушетка установлена на четырёх опорных ножках с резиновыми накладками, обеспечивающими устойчивость конструкции и защиту напольного покрытия.

Особенности

- Назначена для проведения осмотров и медицинских процедур.
- Разборная конструкция для удобства транспортировки и хранения.
- Двухсекционное ложе с регулируемым подголовником.
- Изменение угла наклона подголовника при помощи механизмов «Растомат».
- Фиксированная высота ложа.
- Мягкое ложе с набивкой из пенополиуретана толщиной 30 мм.
- Обивка из винилискожи, выполненная по бесшовной технологии.
- Устойчивое основание на четырёх опорных ножках.
- Резиновые накладки на ножках предотвращают скольжение.
- Подходит для оснащения смотровых и процедурных кабинетов.

Применение

Медицинская смотровая кушетка ДЗМО КМС-1 применяется:

- в смотровых кабинетах;
- в процедурных кабинетах;
- в поликлиниках и больницах;
- в частных медицинских центрах;
- в диагностических кабинетах;
- в фельдшерско-акушерских пунктах;
- в санаториях и реабилитационных центрах;
- в кабинетах общей врачебной практики.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Тип конструкции	разборная
Количество секций ложа	2
Высота ложа	фиксированная, нерегулируемая

Регулировка подголовника	механизм «Растомат»
Материал ложа	фанерный лист
Материал обивки	винилискожа
Толщина пенополиуретана	30 мм
Тип опор	4 ножки с резиновыми накладками
Длина	1 903 мм
Ширина	610 мм
Высота	570 мм
Угол наклона подголовника	от 0° до 45°
Допускаемая нагрузка	120 кг
Гарантийный срок	24 месяца

Преимущества

- Надёжная конструкция для ежедневной эксплуатации в медицинских учреждениях.
- Двухсекционное ложе с регулируемым подголовником.
- Изменение угла наклона подголовника при помощи механизма «Растомат».
- Фиксированная высота обеспечивает устойчивость конструкции.
- Мягкое ложе с наполнителем из пенополиуретана толщиной 30 мм.
- Бесшовная обивка из винилискожи устойчива к регулярной санитарной обработке.
- Разборная конструкция облегчает транспортировку и перемещение.
- Компактные габариты позволяют размещать кушетку в кабинетах различной площади.
- Опорные ножки с резиновыми накладками предотвращают скольжение.
- Высокая устойчивость при нагрузке до 120 кг.
- Подходит для оснащения смотровых, процедурных и диагностических кабинетов.
- Простая конструкция облегчает уход и техническое обслуживание.
- Износостойкие материалы рассчитаны на интенсивную эксплуатацию.
- Соответствует требованиям к медицинской мебели для лечебно-профилактических учреждений.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	ДЗМО
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010040002.pdf
Вес, кг	19
Вес в упаковке, кг	23
Габариты в упаковке, мм	2080×725×220 (в деревянной обрешётке)
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описание в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.