

## Медицинская центрифуга Armed LC-04A

Медицинские центрифуги



- Размер центрифуги: настольная
- Макс. скорость вращения, об/мин: 4000
- Шаг задания частоты вращения, об/мин: 500
- Относительное центробежное ускорение (ОЦУ, RCF), g: 2113



Под заказ

### Описание

#### Медицинская центрифуга Armed LC–04A

Высокоскоростная центрифуга настольного типа с цифровой многоступенчатой регулировкой скорости вращения.

Центрифуга используется для проведения качественного анализа плазмы, сыворотки крови, содержания мочевины, для производства вакцин, а также для прочих задач, выполняемых в медицинских и биохимических лабораториях.

Модель имеет низкий уровень шума. Барабан прибора оборудован системой гашения вибраций. Центрифуга оснащена таймером с цифровым дисплеем, регулятором скорости вращения ротора со светодиодным индикатором и кнопкой разблокировки крышки центрифуги. Звуковой сигнал оповестит об окончании работы — после полной остановки барабана можно открыть крышку. В случае необходимости одним нажатием кнопки вкл/выкл на центральной панели можно принудительно остановить вращение. Автоматическая блокировка крышки центрифуги делает эксплуатацию прибора безопасной.

Регистрационное удостоверение РОСЗДРАВНАДЗОРА &#8470; РЗН 2020/10939.

### Преимущества

- Автоматическая блокировка.
- Электронное управление.
- Принудительная остановка.
- Простота и надёжность эксплуатации.
- Длительный срок службы.

### Характеристики

| Параметр:           | Показатель:                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бренд               | Армед                                                                                                         |
| Страна бренда       | Россия                                                                                                        |
| Ссылка на документы | <a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010018084.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010018084.pdf</a> |
| Размер центрифуги   | настольная                                                                                                    |

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Макс. скорость вращения, об/мин | 4000 |
|---------------------------------|------|

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Шаг задания частоты вращения, об/мин | 500 |
|--------------------------------------|-----|

Относительное центробежное ускорение (ОЦУ,

|         |      |
|---------|------|
| RCF), g | 2113 |
|---------|------|

|                      |    |
|----------------------|----|
| Максимальный шум, дБ | 67 |
|----------------------|----|

|              |             |
|--------------|-------------|
| Габариты, мм | 390×320×310 |
|--------------|-------------|

|         |     |
|---------|-----|
| Вес, кг | 9.1 |
|---------|-----|

|                    |      |
|--------------------|------|
| Вес в упаковке, кг | 10.7 |
|--------------------|------|

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Габариты в упаковке, мм | 45×38×38 |
|-------------------------|----------|

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Страна производства | Россия |
|---------------------|--------|

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.