

Медицинская центрифуга DLAB D1008 с роторами A8-2 (8×0,2/0,5/1,5/2,0 мл), A4-PCR8 (0,2 мл×16 ПЦР-пробирок или 0,2 мл×2 ПЦР-стрипов)

Медицинские центрифуги

Арт. 9031001012



Ваша цена

Розница

9 350 руб.

Оптовая цена

8 696 руб.

DLAB

Под заказ

НДС не облагается

- Макс. скорость вращения, об/мин: 7 000
- Относительное центробежное ускорение (ОЦУ, RCF), g: 2 680

Описание

Медицинская центрифуга DLAB D1008

Медицинская центрифуга DLAB D1008 – компактная микроцентрифуга для оперативного разделения неоднородных жидкостей, микрофльтрации образцов и выполнения рутинных лабораторных процедур. Устройство оснащено двумя роторами, что позволяет работать с разными типами пробирок: 0,2/0,5/1,5/2,0 мл, 0,2 мл ПЦР-пробирками и ПЦР-стрипами.

Модель подходит для медицинских, исследовательских, учебных лабораторий, ветеринарных клиник, косметических, фармацевтических и пищевых производств, а также для лабораторий надзорных и сертификационных органов. Конструкция обеспечивает низкий уровень шума, быстрое ускорение и торможение, а также удобный запуск и остановку.

Центрифуга комплектуется синей крышкой и оснащена системой двойной блокировки для безопасной работы. Замена роторов осуществляется без инструментов, что повышает удобство эксплуатации.

Особенности

- Компактная конструкция и низкий уровень шума.
- Два сменных ротора для различных типов пробирок.
- Замена роторов без использования инструментов.
- Удобный двойной запуск и остановка.
- Быстрое ускорение и торможение.
- Система двойной блокировки крышки.
- Подходит для ПЦР-пробирок и ПЦР-стрипов.
- Широкая область применения в медицинских, исследовательских и производственных лабораториях.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Максимальная скорость вращения	7 000 об/мин
Тип ротора A8-2	8 × 0,2/0,5/1,5/2,0 мл
Тип ротора A4-PCR8	0,2 мл × 16 ПЦР-пробирок или 0,2 мл × 2 ПЦР-стрипа
Функции	двойной запуск/остановка, быстрое ускорение и торможение
Уровень шума	пониженный
Безопасность	двойная блокировка крышки
Комплектация	центрифуга, синяя крышка, ротор A8-2, ротор A4-PCR8, адаптеры SA02P2, адаптеры SA05P2

Преимущества

- Низкий уровень шума при работе, что повышает комфорт оператора.
- Два сменных ротора в комплекте для разных типов пробирок (A8-2 и A4-PCR8).
- Быстрая замена роторов без использования инструментов.
- Функция двойного запуска и остановки для повышения безопасности.
- Двойная блокировка крышки для предотвращения случайного открытия во время вращения.
- Быстрое ускорение до номинальной скорости и эффективное торможение.
- Компактный размер и удобное размещение в малых лабораторных пространствах.
- Подходит для быстрого центрифугирования, микрофльтрации и разделения клеточных суспензий.
- Стабильная работа при скорости до 7 000 об/мин.
- Простая и надёжная конструкция, рассчитанная на ежедневную эксплуатацию.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	9031001012
Бренд	DLAB Scientific
Страна бренда	Китай
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010033349.pdf
Макс. скорость вращения, об/мин	7 000
Относительное центробежное ускорение (ОЦУ, RCF), g	2 680
Максимальный шум, дБ	45
Габариты, мм	160 × 170 × 122
Вес, кг	0.5
Электропитание, В	220
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.