

## Медицинская центрифуга Hettich EBA 270

Медицинские центрифуги    Арт. 2300



- Тип центрифуги: с естественным охлаждением
- Размер центрифуги: настольная
- Макс. скорость вращения, об/мин: 4000
- Относительное центробежное ускорение (ОЦУ, RCF), g: 2254



Под заказ

**Наличие регистрационного удостоверения**

**РЗН 2018/7958 от 21.12.2018**

### Описание

#### Медицинская центрифуга Hettich EBA 270

Центрифуга Hettich EBA 270 — это настольная центрифуга с горизонтальным ротором, разработанная специально для медицинской практики. Она центрифугирует стандартные ёмкости для забора крови объёмом до 15 мл с максимальной скоростью 4000 об/мин и максимальным относительным ускорением 2254 g. Ротор с углом наклона 90° идеально подходит для работы с пробирками, содержащими разделительный гель.

Центрифуга позволяет переработать 6 стандартных пробирок для мочи и крови объёмом до 15 мл за один прогон. Значения скорости и продолжительности центрифугирования настраиваются в зависимости от поставленной задачи при помощи эргономичной панели управления.

Корпус выполнен из лёгкого высокопрочного пластикового материала, а камера — нержавеющей стали, благодаря чему прибор легко поддается очистке. Устройство обладает функцией автоматического открывания и блокировки крышки.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора №8470; РЗН 2018/7958 от 21.12.2018.

Горизонтальный 6-местный ротор входит в комплект

- Угол наклона: 90°.
- Максимальная скорость, об/мин: 4000.
- Максимальное ускорение, g: 2254.
- Максимальная вместимость: 6×15 мл.

### Преимущества

#### Преимущества EBA 270

- Компактная конструкция.
- Импульсная клавиша для кратковременного центрифугирования.
- Функция экстренного открытия крышки.
- Отключение при дисбалансе загрузки пробирок.

### Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	2300

Бренд	Hettich
Страна бренда	Германия
Тип центрифуги	с естественным охлаждением
Размер центрифуги	настольная
Макс. скорость вращения, об/мин	4000
Относительное центробежное ускорение (ОЦУ, RCF), g	2254
Диапазон задания времени работы, мин	1...99
Максимальный шум, дБ	51
Макс. количество пробирок	6x15 мл
Габариты, мм	326×389×239
Вес, кг	14
Электропитание, В	220±22
Потребляемая мощность, Вт	130
Страна производства	Германия

#### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.