

## Медицинская центрифуга Hettich EBA 280 S

Медицинские центрифуги    Арт. 1102



- Тип центрифуги: с естественным охлаждением
- Размер центрифуги: настольная
- Макс. скорость вращения, об/мин: 6000
- Относительное центробежное ускорение (ОЦУ, RCF), g: 5071

**Hettich**

Под заказ

**Наличие регистрационного удостоверения**

**РЗН 2018/7958 от 21.12.2018**

### Описание

#### Медицинская центрифуга Hettich EBA 280 S

Центрифуга Hettich EBA 280 S предлагает пользователю исключительный уровень комфорта в работе. Благодаря новой разработке – системе быстрой смены роторов – стало возможно заменять роторы в центрифуге за считанные мгновения с помощью одной руки без использования инструментов.

EBA 280 S – это более мощная модель, чем EBA 280. Она позволяет быстро получить результаты исследования благодаря быстрому ускорению и замедлению, тем самым позволяя быстрее набрать высокое ускорение силы тяжести.

Цифровая панель с подсветкой даёт возможность сохранять различные системные настройки и хранить до 9 программ в памяти.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РЗН 2018/7958 от 21.12.2018.

#### Роторы к центрифуге Hettich EBA 280 S



Арт. 1146. 6-местный горизонтальный ротор

- Угол наклона: 90°.
- Максимальная скорость, об/мин: 6000.
- Максимальное ускорение, g: 5071.
- Максимальная вместимость: 6×15 мл.



Арт. 1148. 8-местный горизонтальный ротор

- Угол наклона: 90°.
- Максимальная скорость, об/мин: 5000.
- Максимальное ускорение, г: 2991.
- Максимальная вместимость: 8×10 мл.




Арт. 1142. 12-местный горизонтальный ротор

- Угол наклона: 60°.
- Максимальная скорость, об/мин: 5000.
- Максимальное ускорение, г: 2963.
- Максимальная вместимость: 12×5 мл.



Арт. 1133. 12-местный угловой ротор

- Угол наклона: 35°.
- Максимальная скорость, об/мин: 5000.
- Максимальное ускорение, г: 2879.
- Максимальная вместимость: 12×7 мл.



Арт. 1137. 6-местный угловой ротор

- Угол наклона: 35°.
- Максимальная скорость, об/мин: 6000.
- Максимальное ускорение, g: 4025.
- Максимальная вместимость: 6×50 мл.



Арт. 1139. 12-местный угловой ротор

- Угол наклона: 35°.
- Максимальная скорость, об/мин: 6000.
- Максимальное ускорение, g: 4146.
- Максимальная вместимость: 12×15 мл.

## Преимущества

### Преимущества Hettich EBA 280 S

- Широкий выбор роторов и адаптеров для пробирок разного объёма.
- Экстренное отключение при разбалансировке.
- Гладкий, пластиковый корпус легко дезинфицируется.
- Блокировка крышки во время работы ротора.
- Шумоизоляция и низкий уровень вибрации.
- Компактные размеры и интуитивно понятный интерфейс.
- Кнопка быстрого старта.
- Режим беспрерывного центрифугирования.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	1102
Бренд	Hettich

<b>Страна бренда</b>	Германия
<b>Тип центрифуги</b>	с естественным охлаждением
<b>Размер центрифуги</b>	настольная
<b>Макс. скорость вращения, об/мин</b>	6000
<b>Относительное центробежное ускорение (ОЦУ, RCF), g</b>	5071
<b>Диапазон задания времени работы, мин</b>	1-99
<b>Максимальный шум, дБ</b>	50
<b>Макс. количество пробирок</b>	6×50 мл
<b>Габариты, мм</b>	242×326×400
<b>Вес, кг</b>	12
<b>Электропитание, В</b>	220
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	185
<b>Страна производства</b>	Германия

#### **Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.